

SYSTEMAT



**8in1
BEAUTY THERAPY**

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie/ PL- Instrukcja obsługi

EL17831

Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dlouho a spolehlivě sloužil.

Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o tělo. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme.

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovějte. Návod vždy striktně dodržujte!

Gratulujieme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Vaše DEDRA! Chcete-li využívat všechny výhody přístroje, přečtěte si důkladně před prvním použitím přístroje návod k použití. Návod k použití si ponechejte k možnému dalšímu použití nebo pro dalšího uživatele.

Sníte o krásné, pružné pleti? Co je 8 in 1 Beauty Therapy a jak může pomoci vaší pleti?

Stárnutí pokožky, nedostatek spánku, pracovní stres i vliv životního prostředí se na vaši pleť podepisují. V určitém okamžiku, když si začnete všímat prvních známků stárnutí pleti a pokožka, když už tak rychle neregeneruje, je čas začít pleti věnovat zvýšenou péči a pozornost.

Proto jsme vyvinuli přístroj 8 in 1 Beauty Therapy, novinku v boji s prvními příznaky stárnutí, která vám pomůže zachovat si i nadále mladistvý vzhled.

Podle typu pleti můžete na vlastní kůži vyzkoušet okamžitý účinek

- hladší a svěží pleť po prvním, případně po několika prvních použitích.

Další účinky

- zpevnění pokožky a rovnoměrnější odstín pleti je možné očekávat v rozmezí 6 týdnů pravidelného užívání.

Díky přístroji 8 in 1 Beauty Therapy získáte mladší, hladší, pevnější a svěží pokožku v pohodlí domova. 8 in 1 Beauty Therapy je vybaven systémem, který současně provádí galvanickou iontovou terapii, galvanickou a vibrační masáž a terapii LED světlem. A to za studena nebo pomocí generovaného tepla. Používá se po vyčištění pleti a v průběhu nanesení výživné masky nebo denního či nočního krému.

V průběhu užívání dochází k lepšímu vstřebávání výživných látek z masky nebo krému.

V tomto přístroji získáte velmi mocného pomocníka při péči o svou pleť a v boji proti všem negativním projevům na Vaši pokožce, 8 in 1 Beauty Therapy využívá tří-stupňový proces starostí o pokožku pomocí tří rozdílných principů a tepelné terapie.

Pouhé 3 kroky Vás dělí od báječného pocitu z pokožky, která každého okouzlí svojí jemností, pevností a čistotou.

Máte chuť to vyzkoušet? Používejte 8 in 1 Beauty Therapy dvakrát týdně v pohodlí domova a získáte skutečné a viditelné výsledky.

Komplexní přístroj pro profesionální péči o pleť 8 in 1 Beauty Therapy:

- Iontoforéza + Masáž teplem + Fototerapie červeným světlem + Vibrační masáž
- Galvanická masáž + Masáž chladem + modré světlo + Vibrační masáž

PŘEDNOSTI

- Velká kontaktní plocha
- Čištění pokožky
- Výživa pokožky
- Ionizace a masáž pokožky

- Tepelná terapie – Hot & Cold
- Mnohonásobně efektivnější ošetření pokožky a vstřebání živin do pokožky. Odstranění vrásek, kruhů pod očima, opuchlých očí, odstranění povadlosti obličejových částí. Stimulace svalů po ošetření botoxem
- Nabíjení pomocí mikro USB kabelu
- Přístroj využívá principu iontoforézy, což je fyzikální metoda používaná v lékařství pro dopravu elektricky nabitéch částic (iontů) do tkání (iontophoresis z řečtiny ionto=iont phorē= nést). Tato metoda se využívá pro dopravu léčiv a účinných látek hlouběji do pokožky a tkání.

• Galvanická masáz

- Ošetření pleti galvanickým proudem je vysoce účinná metoda, která se používá v profesionálních salonech krásy. Při působení proudu na pleť dochází k vyplavování iontů z buněk. Urychlí se metabolismus ve všech vrstvách kůže a dalších tkání. Přirozeným způsobem se odplaví toxické látky. Všechny tyto atributy jsou nezbytné pro krásnou, zdravou a mladistvou pleť. Póry pokožky se zprůchodní, což násobně zvýší účinnost vstřebávání účinných látek v krémech a kosmetických přípravcích.

• Teplá masáz (HOT)

- Otevírá póry pokožky a tím napomáhá efektivnějšímu vstřebávání účinných látek obsažených v kosmetických krémech a maskách.

• Studená masáz (COLD)

- Uzavírá póry a tím napomáhá udržet účinné látky uzamknuté uvnitř pokožky. Napomáhá proti otokům.
- Fotonová terapie pomocí LED světla o dvou různých vlnových délkách. Fotonová terapie patří mezi účinnou a prokazatelně fungující metodu ošetření pleti.
- Světelná energie proniká do těla jako proud fotonů, který je následně vstřebán fotoreceptory uvnitř buněk.
- Fotonová terapie se používá pro ošetření měkkých tkání a řeší specifické kožní problémy.
- Působením světelné energie ve specifických vlnových délkách dochází k přirozeným regeneračním procesům vašeho těla bez agresivních a mnohdy škodlivých zásahů do struktury tkání.
- Podporuje tvorbu kolagenu – základní předpoklad pro vypnutí pleti a redukci vrásek.
- Účinky fotonové terapie závisí na vlnové délce světelné energie, kterou generují LED diody.

• Červené světlo:

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Podporuje vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentů.

• Modré světlo:

- Aktivuje porphyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.



BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

Upozornění:

- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu než k podpoře přirozené obnovy pleti pomocí masáže a šetrného odstraňování odumřelé vrstvy pokožky.
- Nepoužívejte přístroj častěji než dvakrát týdně. Mohlo by dojít k podráždění pokožky.
- Nepoužívejte přístroj v kombinaci s (abrazivními) krémy nebo s mechanickým či chemickým peelingem. Mohlo by dojít k poranění pokožky a k poškození přístroje.
- Přístroj dobíjete, používejte a skladujte při teplotě od 5 °C do 35 °C.
- Přístroj plně nabijte nejméně každé 3 měsíce, aby se zachovala životnost baterie. Používejte po nabití, ne během nabíjení!
- Přístroj 8 in 1 Beauty Therapy usnadňuje vstřebávání krémů a pleťových masek. Vzhledem k vyššímu množství vstřebané látky může dojít k podrážděné reakci pokožky; doporučujeme proto v průběhu prvních dvou až čtyř týdnů používání přístroje 8 in 1 Beauty Therapy neměnit oblíbený krém. Rozhodnete-li se po uplynutí tohoto ochranného období krém změnit, nejprve nový přípravek vyzkoušejte na malé ploše. Jestliže se po použití na pokožce oseřené přístrojem 8 in 1 Beauty Therapy vyskytne podrážděná reakce, přípravek nepoužívejte.

Kontraindikace a další varování

Tento přístroj je určen ke zmírnění prvních příznaků stárnutí pokožky obličeje. Horní vrstva pokožky (epidermis) se v průběhu let vlivem různých vnějších i vnitřních faktorů ztěžuje a zdrsnělá místa i poškození vlivem slunečního záření jsou více viditelná. Přístroj je určen na péči o pokožku obličeje (kromě oblasti pod a nad očima).

Nepoužívejte přístroj

- Pokud v oseřovaných oblastech trpíte kožní chorobou, máte otevřené zranění, vyrážku, popáleniny, spáleniny od slunce, zánět, ekzém, lupénku, trudovinu růžovitou (růžovku), aktivní formu infekce (například pásový opar) nebo otevřené akné.
- Pokud máte v oseřovaných oblastech velké mateřské znaménko, tetování, oheň (nevus flammeus), permanentní makeup nebo podrážděnou pokožku.

- Pokud se vaše pleť zotavuje po kosmetickém zátku provedeném během uplynulých dvou týdnů, například chemickém či mechanickém peelingu, ošetření laserem nebo frakčním laserem nebo mezoterapií či jiném ošetření výplňovými materiály.
- Pokud užíváte léky, které mají vliv na pokožku, například steroidy nebo přípravky na léčbu akné (Accutane, Isotretinoine nebo Roaccutane). Poradte se se svým lékařem.
- Máte-li bradavice, nesnažte se je pomocí přístroje 8 in 1 Beauty Therapy odstraňovat. Mohlo by dojít k jejich rozšíření.
- Jestliže máte v ošetřované oblasti ijjvu, před použitím přístroje se poradte se svým lékařem nebo dermatologem.
- V kombinaci s jiným systémem domácí péče, který obsahuje aktivní peelingovou složku.
- Při jakémkoli chybém připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.
- V případě, že je napájecí šnúra poškozena, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, v autorizované záruční a pozáruční opravně.
- Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou udržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obsahuje malé části. Nebezpečí udusení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí.
- Obal i upevňovací prvky nejsou součástí přístroje. Před prvním použitím přístroje je odstraňte.
- Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití. Chraňte před dětmi. Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou udržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro použití v kosmetických salónech a jiných zařízeních podobného typu!
- Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
- **Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:**
 - přístroj spadl na zem
 - přístroj rádně nefunguje
- **Přístroj musí být odpojen:**
 - před jeho čištěním a udržbou,
 - v případě jeho nesprávného fungování,
 - jakmile jste jej přestali používat.
- Přístroj nepoužívejte, je-li poškozeny elektricky napájecí kabel
- Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění)

CZ

- Přístroj nedržte vlhkými rukama.
- Přístroj držte pouze za rukojet', tělo přístroje může být horké.
- Při odpojování ze sítě netahejte za původní šňůru, ale za zástrčku
- Nepoužívejte elektricky prodlužovací kabel.
- K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozí.
- Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 15 °C a vyšších než 35°C.


POKYNY K POUŽITÍ

NABITÍ PŘÍSTROJE:

- Před použitím přístroje jej rádně nabijte.
- Do konektoru v těle přístroje zapojte přiložený USB kabel.
- Druhý konec zapojte do adaptéra (není součástí dodávky) nebo do USB slotu vašeho osobního počítače.
- Nabíjení může trvat 30-60 minut v závislosti na zvoleném způsobu nabíjení (nabíjení bude trvat kratší dobu, pokud použijete adaptér a nabíjení z el. sítě).
- Po úplném nabití je přístroj funkční až 40 minut v závislosti na zvoleném programu.

POUŽITÍ:

- 1) Před spuštěním odkryjte víčko chránící aplikační hlavu. Po použití a údržbu aplikační hlavu opět zakryjte.
- 2) Přístroj uchopte tak, aby se vaše ruka dotýkala nerezového proužku na zadní straně, tím se uzavře obvod.



3) Zmáčkněte a přidržte tlačítko ON/OFF. Dojde k zapnutí přístroje

4) Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF dojde přepnutí módu přístroje

Mód 1: automaticky se spustí po zapnutí přístroje

Iontoforéza + Masáž teplem + Fototerapie červeným světlem + Vibrační masáz

- a) Naneste na oblast obličeje, krku popř. dekoltu dostatečně množství kosmetického přípravku (krém, sérum, atd.).
- b) Zapněte přístroj – dojde k okamžité aktivaci všech výše zmíněných procesů (Iontoforéza + Masáž teplem + Fototerapie červeným světlem + Vibrační masáz)
- c) Provádějte plynulé kruhové pohyby po ošetřované ploše. Pocítíte příjemné teplo
- d) Přístroj se automaticky vypne po 3 minutách

Mód 2: stiskněte tlačítko ON/OFF 2x

Galvanická masáz + Masáž chladem + Fototerapie modré světlo + Vibrační masáz

- a) Během používání můžete přepnout přístroj do Módu 2 jednoduchým stisknutím tlačítka On/Off

- b) Zapněte přístroj – dojde k okamžité aktivaci všech výše zmíněných procesů (Galvanická masáž + Masáž chladem+ Fototerapie modrým světlem + Vibrační masáž).
- c) Provádějte plynulé kruhové pohyby po ošetřované ploše. Pocíťte příjemný chladící efekt apliakční hlavice.
- d) Přístroj se automaticky vypne po 3 minutách.

ÚDRŽBA

- Po nabití, před čištěním nebo uklizením vypněte přístroj ze sítě.
- Doporučujeme provádět pravidelné čištění, aby nedocházelo k hromadění zbytků kosmetických přípravků na povrchu aplikáční hlavice. Povrchy čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadíkem.

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních provozech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

INFORMACE K LIKVIDACI

Výrobky společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Výrobek prosím zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat. Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrnny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vaše dlouhodobá spokojenosť s přístrojem z naší modelové řady SYSTEMAT je u nás na prvním místě. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností neváhejte s důvěrou kontaktovat kolegy v naší společnosti.

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V) – DC 5 V

Příkon: 20 W

Frekvence vibrací: 8600 rpm ± 10

Vlnová délka modrého světla: 465 ± 3 nm

Vlnová délka červeného světla: 625 ± 3 nm

SK – Gratulujeme Vám k správnemu výberu profesionálneho kozmetického prístroja 8 in 1 Beauty Therapy z rady SYSTEMAT spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.

Prajeme vám, aby vám váš nový pomocník dlho a spôahlivo slúžil.

SK

Rada SYSTEMAT od spoločnosti Voše DEDRA vám prináša ucelenú radu pomocníkov pre vašu domácnosť a starostlivosť o telo. Prinášame vám len inovatívne produkty, ktoré sami používame.

**Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu,
prezrite si vyobrazenia a návod si uschovajte!**

Gratulujeme k nákupu a vítame vás medzi užívateľmi výrobkov spoločnosti Vaše DEDRA! Ak chcete využívať všetké výhody prístroja, prečítajte si dôkladne pred prvým použitím prístroja návod na použitie. Návod na použitie si nechajte k možnému ďalšiemu použitiu alebo pre ďalšieho užívateľa.

Snívate o krásnej, pružnej pleti? Čo je 8 in 1 Beauty Therapy a ako môže pomôcť vašej pleti?

Starnutie pokožky, nedostatok spánku, pracovný stres aj vplyv životného prostredia sa na vašej pleti podpisujú. V určitom okamžiku, keď si začnete všímať prvých známkov starnutia pleti a keď pokožka už tak rýchlo neregeneruje, je čas začať pleti venovať zvýšenú starostlivosť a pozornosť.

Preto sme vyuvinuli prístroj 8 in 1 Beauty Therapy, novinku v boji s prvými príznakmi starnutia, ktorý vám pomôže zachovať si aj nadálej mladistvý vzhľad.

Podľa typu pleti môžete na vlastnej koži vyskúšať okamžitý účinok

- hladšia a sviežejsia pleť po prvom, prípadne po niekoľkých prvých použitiach.

Ďalšie účinky

- spevnenie pokožky a rovnomernejší odtieň pleti je možné očakávať v rozmedzí 6 týždňov pravidelného užívania.

Vďaka prístroju 8 in 1 Beauty Therapy získate mladšiu, hladšiu, pevnejšiu a sviežejsiu pokožku v pohodlí domova. 8 in 1 Beauty Therapy je vybavený systémom, ktorý súčasne vykonáva galvanickú iónovú terapiu, galvanickú a vibračnú masáž a terapiu LED svetlom. A to za studena alebo pomocou generovaného tepla. Používa sa po vyčistení pleti a v priebehu nanesenia výživnej masky alebo denného či nočného krému.

V priebehu užívania dochádza k lepšiemu vstrebávaniu výživných látok z masky alebo krému. V tomto prístroji získate veľmi mocného pomocníka pri starostlivosťi o svoju pleť a v boji proti všetkým negatívnym prejavom na Vašej pokožke, 8 in 1 Beauty Therapy využíva troj-stupňový proces starostlivosťi o pokožku pomocou troch rozdielnych princípov a tepelnej terapie.

Len 3 kroky Vás delia od skvelého pocitu z pokožky, ktorá každého okúzli svojou jemnosťou, pevnosťou a čistotou.

Máte chuť to vyskúšať? Používajte 8 in 1 Beauty Therapy dvakrát týždenne v pohodlí domova a získate skutočné a viditeľné výsledky.

Komplexný prístroj pre profesionálnu starostlivosť o pleť 8 in 1 Beauty Therapy:

- Ionofóreza + Masáž teplom + Fototerapia červeným svetlom + Vibračná masáž
- Galvanická masáž +Masáž chladom + modré svetlo + Vibračná masáž

PREDNOSTI

- Veľká kontaktná plocha
- Čistenie pokožky
- Výživa pokožky

- Ionizácia a masáž pokožky
- Tepelná terapia – Hot & Cold
- Mnohonásobne efektívnejšie ošetrenie pokožky a vstrebávanie živín do pokožky. Odstránenie vrások, kruhov pod očami, opuchnutých očí, odstránenie skleslosti tvárových časťí. Stimulácia svalov po ošetrení botoxom.
- Nabíjanie pomocou mikro USB káblu
- Prístroj využíva princíp ionoforézy, čo je fyzikálna metóda používaná v lekárstve pre dopravu elektricky nabitých častic (iónov) do tkaniva (iontophoresis z gréčtiny ionto=ión phorē= niesť). Táto metóda sa využíva pre dopravu liečiv a účinných látok hlbšie do pokožky a tkaniva.

• Galvanická masáž

- Ošetrenie pleti galvanickým prúdom je vysoko účinná metóda, ktorá sa používa v profesionálnych salónoch krásy. Pri pôsobení prúdu na pleť dochádza k vyplavovaniu iónov z buniek. Urýchli sa metabolizmus vo všetkých vrstvách pokožky a ďalších tkanivách. Pirodzeným spôsobom sa odplavia toxické látky. Všetky tieto atribúty sú potrebné pre krásnu, zdravú a mladistvú pleť. Póry pokožky sa sprichodnia, čo násobne zvýši účinnosť vstrebávania účinných látok v krémoch a kozmetických prípravkoch.

• Teplá masáž (HOT)

- Otvára póry pokožky a tým napomáha efektívnejšiemu vstrebávaniu účinných látok obsiahnutých v kozmetických krémoch a maskách.

• Studená masáž (COLD)

- Uzaviera póry a tým napomáha udržať účinné látky uzamknuté v pokožke. Napomáha proti opuchom.
- Fotónová terapia pomocou LED svetla v dvoch rôznych vlnových dĺžkach. Fotónová terapia patrí medzi účinnú a preukázateľne fungujúcu metódu ošetrenia pleti.
- Svetelná energia preniká do tela ako prúd fotónov, ktorý je následne vstrebaný fotoreceptormi vo vnútri buniek.
- Fotónová terapia sa používa na ošetrenie mäkkého tkaniva a rieši špecifické kožné problémy.
- Pôsobením svetelnej energie vo špecifických vlnových dĺžkach dochádza k prirodzeným regeneračným procesom vášho tela bez agresívnych a často škodlivých zásahov do štruktúry tkaniva.
- Podporuje tvorbu kolagénu – základný predpoklad pre napnutie pleti a redukciu vrások.
- Účinky fotónovej terapie závisí na vlnovej dĺžke svetelnej energie, ktorú generujú LED diódy.

• Červené svetlo:

- Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu.
- Podporuje vstrebávanie účinných látok kozmetických prípravkov.
- Zlepšenie cirkulácie krve v podkožnom tkanive.
- Bráni v tvorbe pigmentu.

• Modré svetlo:

- Aktivuje porphyriny (naštartujú chemickú reakciu, ktorá ničí škodlivé baktérie).
- Antibakteriálny a protizápalový účinok.
- Prevencia proti tvorbe akné.
- Bezpečné a efektívne ošetrenie.

POPIS PRÍSTROJA

SK



BEZPEČNOSTNÉ RADY A UPOZORNENIA

Upozornenie:

- Nepoužívajte prístroj k inému účelu než k podpore prirodzenej obnovy pleti pomocou masáže a šetrného odstraňovania odumrej vŕstvy pokožky.
- Nepoužívajte prístroj častejšie než dvakrát týždenne. Mohlo by dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Nepoužívajte prístroj v kombinácii s (abrazívnymi) krémami alebo s mechanickým či chemickým peelingom. Mohlo by dôjsť k poraneniu pokožky a k poškodeniu prístroja.
- Prístroj dobíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Prístroj plne nabite najmenej každé 3 mesiace, aby sa zachovala životnosť batérie. Používajte po nabití, nie počas nabíjania!
- Prístroj 8 in 1 Beauty Therapy uľahčuje vstrebávanie krémov a pleťových masiek. Vzhľadom k vyššiemu množstvu vstrebanej látky môže dôjsť k podráždenej reakcii pokožky; doporučujeme preto v priebehu prvých dvoch až štyroch týždňov používania prístroja 8 in 1 Beauty Therapy nemeniť obľúbený krém. Ak sa rozhodnete po uplynutí tohto ochranného obdobia krém zmeniť, najskôr nový prípravok vyskúšajte na malej ploche. Ak sa po použití na pokožke ošetronej prístrojom 8 in 1 Beauty Therapy vyskytne podráždená reakcia, prípravok nepoužívajte.

Kontraindikácia a ďalšie varovanie

Tento prístroj je určený k zmierneniu prvých príznakov starnutia pokožky tváre. Horná vŕstva pokožky (epidermis) sa v priebehu rokov vplyvom rôznych vonkajších a vnútorných faktorov stenčuje a zdrsnené miesta aj poškodenia vplyvom slnečného žiarenia sú viac viditeľné. Prístroj je určený na starostlivosť o pokožku tváre (okrem oblasti pod a nad očami).

Nepoužívajte prístroj

- Ak v ošetrovaných oblastiach trpíte kožnou chorobou, máte otvorené zranenie, vyrážku, popáleniny, spáleniny od slnka, zápal, ekzém, lupienku, trudovinu růžovitou (růžovku), aktívnu formu infekcie (napríklad pásový opar) alebo otvorené akné.
- Ak máte v ošetrovaných oblastiach veľké materské znamienko, tetovanie, oheň (nevus flammeus), permanentný makeup alebo podráždenú pokožku.

- Ak sa vaša pleť zotavuje po kozmetickom zákroku vykonanom počas uplynulých dvoch týždňov, napríklad chemickom či mechanickom peelingu, ošetrení laserom alebo frakčným laserom alebo mezoterapiou či inom ošetrení výplňovými materiálmi.
- Ak užívate lieky, ktoré majú vplyv na pokožku, napríklad steroidy alebo prípravky na liečbu akné (Accutane, Isotretinoine alebo Roaccutane). Poradte sa so svojim lekárom.
- Ak máte bradavice, nesnažte sa ich pomocou prístroja 8 in 1 Beauty Therapy odstraňovať. Mohlo by dôjsť k ich rozšíreniu.
- Ak máte v ošetrovanej oblasti jazvu, pred použitím prístroja sa poradte so svojim lekárom alebo dermatológom.
- V kombinácii s iným systémom domácej starostlivosti, ktorý obsahuje aktívnu peelingovú zložku.
- Pri akomkoľvek chybnom pripojení k sieti môže dojti k nevratnému poškodeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- V prípade, že je napájacia šnúra poškodená, nechajte ju z bezpečnostných dôvodov vymeniť pri výrobcom, v autorizovanej záručnej a pozáručnej oprave.
- Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom použitíu spotrebiča a chápu riziká, ku ktorým môže dôjsť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia prehľtnutím alebo vdýchnutím drobných častí.
- Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou prístroja. Pred prvým použitím prístroja ich odstráňte.
- Obal a návod na použitie si uschovajte pro neskôršie použitie. Chráňte pred deťmi. Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom použití spotrebiča a chápu riziká, ku ktorým môže dôjsť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je konštruovaný pre použitie v kozmetických salónoch a iných zariadeniach podobného typu!
- Neovinujte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺží sa tak životnosť prívodu.
- Používajte len nepoškodené a správne predlžovacie sieťové prívody.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popisný v tomto návode!
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zachádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
- Spotrebič nenechávajte v chodu bez dozoru!
- **Pristroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak:**
 - pristroj spadol na zem
 - pristroj riadne nefunguje
- **Pristroj musí byť odpojený:**
 - pred jeho čistením a údržbou,
 - v prípade jeho nesprávneho fungovania,
 - akonáhle ste ho prestali používať.
- Pristroj nepoužívajte, ak je poškodený elektricky napájací kábel
- Pristroj neponárajte do vody (ani pri jeho čistení)

- Prístroj nedržte vlhkými rukami.
- Prístroj držte len za rukoväť, telo prístroja môže byť horúce.
- Pri odpojovaní zo siete neťahajte za prívodnú šnúru, ale za zástrčku
- Nepoužívajte elektricky predlžovací kábel.
- K čisteniu nepoužívajte brusné prostriedky alebo prostriedky, ktoré môžu zapôsobiť korózii.
- Prístroj nepoužívajte pri teplotách nižších než 15 °C a vyšších než 35°C.

SK


POKYNY K POUŽITIU

NABITIE PRÍSTROJA:

- Pred použitím prístroja ho riadne nabite
- Do konektoru v tele prístroja zapojte priložený USB kábel
- Druhý koniec zapojte do adaptéra (nie je súčasťou dodávky) alebo do USB slotu vášho osobného počítača
- Nabíjanie môže trvať 30-60 minút v závislosti na zvolenom spôsobu nabíjania (nabíjanie bude trvať kratšiu dobu, ak použijete adaptér a nabíjanie z el. siete)
- Po úplnom nabití je prístroj funkčný až 40 minút v závislosti na zvolenom programe

POUŽITIE:

- 1) Pred spustením odkryte viečko chrániace aplikáčnu hlavu. Po použití a údržbe aplikáčnej hlavy opäť zakryte.
- 2) Prístroj uchopte tak, aby sa vaše ruka dotýkala nerezového prúžku na zadnej strane, tým sa uzavrie obvod.



3) Sťačte a pridržte tlačidlo ON/OFF. Dôjde k zapnutiu prístroja

4) Opäťovným stlačením tlačidla ON/OFF dôjde k prepnutiu módu prístroja

Mód 1: automaticky sa spustí po zapnutí prístroja

Iontoforéza + Masáž teplom + Fototerapia červeným svetlom + Vibračná masáž

- a) Naneste na oblasť tváre, krku popr. dekoltu dostatočné množstvo kozmetického prípravku (krém, sérum, atď.).
- b) Zapnite prístroj – dôjde k okamžitej aktivácii všetkých vyššie zmienených procesov (Iontoforéza + Masáž teplom + Fototerapia červeným svetlom + Vibračná masáž)
- c) Vykonávajte plynulé, kruhové pohyby po ošetrovanej ploche. Pocítite príjemné teplo
- d) Prístroj sa automaticky vypne po 3 minútach

Mód 2: stisnite tlačidlo ON/OFF 2x

Galvanická masáž + Masáž chladom + Fototerapia modré svetlo + Vibračná masáž

- a) Počas používania môžete prepnuť prístroj do Módu 2 jednoduchým stisnutím tlačidla On/Off

- b) Zapnite prístroj – dôjde k okamžitej aktivácii všetkých vyššie zmienených procesov
(Galvanická masáž + Masáž chladom+ Fototerapia modrým svetlom + Vibračná masáž)
- c) Vykonávajte plynulé, kruhové pohyby po ošetrovanej ploche. Pocíťte príjemný chladiaci efekt aplikačnej hlavice
- d) Prístroj sa automaticky vypne po 3 minútach

ÚDRŽBA

- Po nabití, pred čistením alebo uskladnením vypnite prístroj zo siete.
- Doporučujeme vykonávať pravidelné čistenie, aby nedochádzalo k hromadeniu zvyškov kozmetických prípravkov na povrchu aplikačnej hlavice. Povrchy čistite suchým alebo ľahko navlhčenou handričkou.

ZÁRUKA

Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti. Prístroj nie je určený na používanie v komerčných prevádzkach. V prípade nesprávneho použitia prístroja zaniká záruka.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII

Výrobky spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o. sú vyrobené z veľmi dobre recyklovateľných materiálov. Výrobok prosím zlikvidujte zodpovedne, a ak je to možné, nechajte ho recyklovať. Až prístroj doslúži, nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho do zberne určenej pre recykláciu. Pomôžete tým chrániť životné prostredie.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vaša dlhodobá spokojnosť s prístrojom z našej modelovej rady SYSTEMAT je u nás na prvom mieste. V prípade akýchkoľvek dotazov či nejasností neváhajte s dôverou kontaktovať kolegov v našej spoločnosti.

TECHNICKÉ DÁTA

Napätie (V) – DC 5 V

Príkon: 20 W

Frekvencia vibrácií: 8600 rpm ± 10

Vlnová dĺžka modrého svetla: 465 ± 3 nm

Vlnová dĺžka červeného svetla: 625 ± 3 nm

**PL – Gratulujemy ci wyboru profesjonalnego urządzenia
8 in 1 Beauty Therapy z serii SYSTEMAT od społeczności Vaše DEDRA, s.r.o.
Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenie będzie służyło niezawodnie przez lata.**

Seria SYSTEMAT od społeczności Vaše DEDRA to szeroka gama produktów dla domu oraz do pielęgnacji ciała. Sprowadzamy produkty, których sami używamy.

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa.

PL

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie DEDRA. By móc w pełni korzystać z zalet urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Instrukcje należy zachować by móc ją wykorzystać w przyszłości lub by przekazać innemu użytkownikowi.

Marzysz o pięknej, zdrowej promiennej cerze? Czym jest 8 in 1 Beauty Therapy i co może zaoferować twojej skórze?

Starzenie się, brak snu, stres w pracy, wpływ środowiska to wszystko negatywnie wpływa na skórę. Przychodzi moment, w którym zaczynasz dostrzegać pierwsze oznaki starzenia się skóry. Zdajesz sobie sprawę, że czas o nią zadbać z większą starannością.

Dlatego opracowaliśmy urządzenie 8 in 1 Beauty Therapy, to nowość w walce z oznakami starzenia się skóry, pomaga utrzymać młody wygląd.

W zależności od rodzaju skóry skutek będzie podobny

- gładka i świeża cera, co dostrzeżesz już po kilku zastosowaniach.

Pozostałe efekty to ujędrnienie skóry

- zmniejszenie przebarwień - takich zmian można spodziewać się już po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Dzięki 8 in 1 Beauty Therapy twoja skóra odmłodnieje, stanie się gładka, jędrna i odświeżona.

8 in 1 Beauty Therapy to terapia jonowo galwaniczna w połączeniu z wibracjami i światłem LED. Przy pomocy zimna lub ciepła. Używaj po oczyszczeniu skóry, po zastosowaniu maski. Stosowanie kremu na dzień i na noc przy pomocy urządzenia prowadzi do znacznie lepszego wchłaniania się substancji odżywczych z kremów.

Urządzenie to bardzo skuteczny pomocnik w pielęgnacji skóry, zwalcza wszystkie negatywne skutki starzenia się. 8 in 1 Beauty Therapy wykorzystuje proces przenikania przez trzy warstwy naskórka. 3 kroki dzielą cię od wspaniałego uczucia jedwabiście gładkiej i miękkiej skóry.

Chcesz wypróbować? Stosuj 8 in 1 Beauty Therapy dwa razy w tygodniu w domu by uzyskać zauważalne rezultaty.

Kompleksowe narzędzie do profesjonalnej pielęgnacji 8 in 1 Beauty Therapy:

- Jonoforeza + masaż ciepłem + fototerapia czerwonym światłem + masaż vibracyjny
- Masaż galwaniczny + masaż zimnym + niebieskie światło + masaż vibracyjny

WŁAŚCIWOŚCI

- Duża powierzchnia masująca
- Oczyszczanie skóry
- Odżywianie skóry
- Jonizacja i masaż skóry

- Terapia termiczna – Hot & Cold
- Wielowymiarowe leczenie skóry i wchłanianie substancji odżywcznych z kremów do skóry.
Redukcja zmarszczek w okolicach oczu i ust. Pobudzanie mięśni z efektem Botoxu.
- Ładowanie przy pomocy kabla mikro USB
- Urządzenie działa na zasadzie jonoforezy, jest ona stosowana w medycynie, polega na transporcie naładowanych cząsteczek (jonów) do tkanek (z greckiego iontophoresis, czyli jonoforeza jonów, ionto = jon, phorē = oparzenie). Metoda wspomaga transport leczniczych składników aktywnych w głąb skóry i tkanek.

• Masaż galwaniczny

- leczenie skóry prądem galwanicznym, jest to bardzo skuteczna metoda stosowana w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Skierowanie prądu do komórek skóry w celu rozładowania jonów. Proces przyśpiesza przemianę materii we wszystkich warstwach skóry oraz tkankach. W sposób naturalny pozbywa się toksyn ze skóry. Każde z tych działań jest niezbędne by skóra była zdrowa i młoda.
Tak przygotowana skóra jest gotowa do przyjmowania dużych dawek substancji odżywcznych zawartych w kremach i kosmetykach.

• Masaż ciepłem (HOT)

- Otwiera pory skórne, co wspomaga efektywność wchłaniania się substancji czynnych zawartych w kremach i maskach kosmetycznych.

• Masaż zimnem (COLD)

- Zamyka pory i pomaga zamknąć składniki odżywcze wewnętrz skóry.
Likwiduje obrzęk skóry.
- Fotonowa terapia światłem LED, falami o różnych długościach.
Terapia fotonowa to sprawdzona metoda leczenia skóry.
- Energia ze światła przenika do skóry strumieniem fotonów, który jest absorbowany przez komórki.
- Leczenie fotonem jest stosowane do leczenia tkanek miękkich i dotyczy szczególnych problemów skórnego.
- Leczenie energią światłową o określonych długościach fal to naturalny proces regeneracji ciała bez agresywnych i często szkodliwych ingerencji w struktury tkanki.
- Pobudzenie komórek do produkcji kolagenu – podstawowy budulec wspomagający leczenie skóry i redukcję zmarszczek.
- Skutki terapii fotonowej zależą od długości fal światła wytwarzanego przez diody LED.

• Czerwone światło:

- Wspomaga produkcję naturalnego kolagenu.
- Wspomaga wchłanianie się składników czynnych z kosmetyków.
- Poprawa krażenia krwi w tkance podskórnej.
- Zapobiega powstawaniu przebarwień.

• Niebieskie światło:

- Aktywuje porfiryny (powstaje reakcja chemiczna niszcząca szkodliwe bakterie)
- Działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.
- Zapobiega powstawaniu trądziku.
- Jest bezpieczne skuteczne w leczeniu.

OPIS URZĄDZENIA

PL



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia:

- Nie należy używać urządzenia do innych celów niż wspierania naturalnej regeneracji skóry, stosując delikatny masaż i redukcję martwego naskórka.
- Nie należy używać urządzenia częściej niż 2 razy w tygodniu. Może podrażniać skórę.
- Nie należy łączyć z kosmetykami ścierającymi, kremami lub peelingami mechanicznymi lub chemicznymi. Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia skóry.
- Urządzenie należy używać w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
- Należy co najmniej raz na 3 miesiące naładować baterię do pełna by służyła jak najdłużej. Używać można wyłącznie, gdy urządzenie nie jest ładowane. Urządzenie 8 in 1 Beauty Therapy wspomaga wchłanianie się kremów i masek w skórę twarzy. Z powodu zwiększonego efektu odżywienia mogą wystąpić niepożądane reakcje skórne. Efekty mogą pojawić się w pierwszych 4 tygodniach stosowania.
- Nie należy zmieniać kremu przed użyciem 8 in 1 Beauty Therapy. Można to zrobić po okresie ochronnym, należy wypróbować produkt na małej powierzchni. Gdy pojawią się niepożądane reakcje należy przestać stosować urządzenie.

Przeciwskazania i ostrzeżenia

Urządzenie służy do niwelowania pierwszych oznak starzenia się skóry twarzy. Górną warstwę skóry (naskórek) przez lata był narażony na działanie czynników zewnętrznych, co mogło wpłynąć na specyficzną teksturę powierzchni. Uszkodzenia mogą nie zniknąć nawet pod wpływem działania urządzenia. Urządzenie służy do pielęgnacji skóry twarzy z wyjątkiem obszarów powyżej i poniżej oczu.

Nie należy korzystać z urządzenia gdy:

- Dany obszar ma zmiany chorobowe, otwarte rany, oparzenia, wysypki, oparzenia słoneczne, zapalenie skóry, wypryski, oparzenia słoneczne, łuszczyce, trądzik różowawy, aktywną postać infekcji (np. opryszczka) lub otwarty trądzik.
- W obszarach wrażliwych, w miejscach znamion, tatuaży, poparzonych, makijażu permanentnego lub podrażnionych.
- W miejscu, w którym regeneruje się skóra po zabiegu chirurgii plastycznej przeprowadzonej w

ciągu 2 tygodni np. po peelingu mechanicznym lub chemicznym, korekcji laserowej lub zabiegu laserem frakcyjnym i po zabiegu mezoterapii lub innych zabiegach wypełniających.

- Gdy przyjmujemy leki wpływające na skórę takie jak sterydy lub leczące trądzik (Accutane, Isotretinoine albo Roaccutane). Należy skonsultować się z lekarzem.
- Gdy mamy brodawki nie należy ich dotykać urządzaniem 8 in 1 Beauty Therapy. Może to doprowadzić do rozprzestrzeniania się ich.
- Gdy mamy leczoną bliznę stosowanie urządzenia należy skonsultować z dermatologiem lub lekarzem.
- W połączeniu z aktywnymi składnikami pilingującymi.
- Każde nieprawidłowe podłączenie urządzenia do sieci może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić ze względów bezpieczeństwa, może to zrobić producent lub autoryzowany serwis gwarancyjny.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat, a także osoby o zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia, jakie się z tym wiążą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Zawiera małe części. Istnieje ryzyko zadławienia się drobnymi częściami urządzenia.
- Opakowanie i elementy łączące nie są częścią urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy je usunąć.
- Opakowanie i instrukcja obsługi. Powinny zostać zachowane do wykorzystania w przyszłości. Trzymać z dala od dzieci. To urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat, a także osoby o obniżonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadających wiedzy i doświadczenia, chyba, że będą nadzorowane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i świadome możliwego zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych celów! Nie jest to urządzenie przeznaczone do stosowania w salonach kosmetycznych i innych zakładach o podobnej działalności.
- nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia przedłuży to jego trwałość.
- Należy używać jedynie nieuszkodzonych i sprawnych przewodów zasilających.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których zostało przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem i elementami wyposażenia (np. porażenie prądem, pożar, poparzenie, uszkodzenie włosów). W takich wypadkach warunki gwarancji tracą zastosowanie.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- **Nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, gdy:**
 - urządzenie zostało upuszczone
 - nie działa prawidłowo
- **Przyrząd powinien być odłączony:**
 - przed czyszczeniem i konserwacją,
 - gdy nie funkcjonuje prawidłowo,
 - gdy nie jest używane
- Nie używać, gdy urządzenie się ładuje
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie (nawet by je wyczyścić).

- Nie należy trzymać mokrymi rękami.
- Przenosić wyłącznie za uchwyt.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, tylko za wtyczkę
- Nie należy używać przedłużacza elektrycznego
- Nie używać środków ściernych i powodujących korozję.
- Nie należy korzystać z urządzenia w temperaturach niższych niż 15 °C i wyższych niż 35°C.

JAK UŻYWAĆ


PL

ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

- Zanim rozpocznesz korzystanie z urządzenia należy je prawidłowo naładować.
- Podłącz przewód USB do urządzenia
- Drugi koniec podłącz do adaptera (niedołączony do zestawu) lub portu USB w komputerze.
- Ładowanie może zajść około 30 – 60 min, w zależności od sposobu ładowania (ładowanie zajmie mniej czasu, gdy korzystamy z zasilacza).
- Po całkowitym naładowaniu, urządzenia powinno działać do 40 min, w zależności od programu.

UŻYCIE:

- 1) Przed rozpoczęciem zdejmij nasadkę ochronną by odsłonić głowice aplikatora.
Po użyciu i oczyszczeniu urządzenia załóż osłonkę ponownie by osłonić głowice.
- 2) Trzymaj urządzenie w taki sposób by ręka nie dotykała elementu wykonanego ze stali, tylna część zamknie obwód.



- 3) Naciśnij przycisk ON / OFF. By wyłączyć urządzenie.
- 4) Naciśnij przycisk ON/ OFF, co spowoduje wyłączenie urządzenia.

Tryb 1: włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia

Jonoforeza + masaż ciepłem + fototerapia czerwonym światłem + masaż vibracyjny

- a) Nałożyć na twarz, szyję, dekolt odpowiednią ilość kosmetyku (balsam, krem itp.)
- b) Włącz urządzenie - by aktywować wszystkie wyżej wymienione procesy
(Jonoforeza + masaż ciepłem + fototerapia czerwonym światłem + masaż vibracyjny).
- c) Wykonuj stałe ruchy okrężne na wybranej powierzchni. Poczujesz przyjemne ciepło.
- d) Urządzenie automatycznie wyłącza się po 3 minutach.

Tryb 2: naciśnij przycisk ON/OFF 2x

Masaż galwaniczny + masaż zimnym + fototerapia niebieskim światłem + masaż vibracyjny

- a) Podczas korzystania z urządzenia można przejść na drugi tryb naciskając 2 ON / OFF
- b) Włącz urządzenie - by aktywować wszystkie wyżej wymienione procesy

- (Masaż galwaniczny + masaż zimnym + fototerapia niebieskim światłem + masaż vibracyjny)
- c) Wykonuj stałe ruchy okrężne na wybranej powierzchni. Poczujesz przyjemny chłód.
- d) Urządzenie automatycznie wyłącza się po 3 minutach.

CZYSZCZENIE

- Po naładowaniu urządzenia lub przed czyszczeniem wyłącz urządzenie z sieci.
- Zalecamy by regularnie czyścić urządzenie, zapobiega to gromadzeniu się na powierzchni aplikatora resztek kosmetyków. Powierzchnie należy czyścić miękką suchą szmatką.

GWARANCJA

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w warunkach komercyjnych. Niezastosowanie się do warunków gwarancji skutkuje jej utratą.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Twoje urządzenie zawiera wiele materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Należy je zanieść do miejsca gdzie zostaną prawidłowo zutylizowane. Pomożesz wówczas w ochronie środowiska.

OBSŁUGA Klienta

Zadowolenie klienta to dla nas priorytet i jeden z naszych najważniejszych celów. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie (V) – DC 5 V

Pobór mocy: 20 W

Częstotliwość drgań: 8600 rpm ±10

Długość fali światła niebieskiego: 465±3 nm

Długość fali światła czerwonego: 625± 3nm

SYSTEMAT

Model: EL1783 BA037

Power: 20W

Input:DC 5 V 1.0 A (max)



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03
Česká Skalice, CZ, EU www.dedra.cz



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU

CZ: +420 491 451 210

SK: +421 233 056 591

PL: +48 717 166 648

www.dedra.cz

www.dedra.cz/sk

www.mojadedra.pl

