

SYSTEMAT



IPL VELVET

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

EL91262

**CZ – Blahopřejeme Vám ke správnému výběru našeho produktu
IPL VELVET EL91262 z řady SYSTEMAT společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dlouho a spolehlivě sloužil.**

Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o tělo. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme.

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Návod vždy striktně dodržujte!

Vítejte ve světě krásy značky SYSTEMAT IPL VELVET, který využívá technologii IPL (Intense Pulsed Light), intenzivní širokospektrální světelný výboj, podobný laserovému paprsku, který představuje jednu z neúčinnějších metod, jak se trvale zbavit nežádoucího ochlupení.

Přeneste si profesionální technologii kosmetických salónů do bezpečí a klidu vašeho domova.

Systemat IPL VELVET je přívětivý k vaší pokožce a nabízí bezbolestné, pohodlné a účinné ošetření, které vás zbaví nežádoucích chloupků. Přestože je přístroj velice citlivý k vaší pokožce, vyžaduje obezřetné zacházení.

POPIS PRODUKTU



1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko spuštění výboje
3. Nastavení intenzity výboje +/-
4. Sensor detekce pokožky
5. Indikátor nabití přístroje
6. Identifikátor výměny pulzní hlavice
7. Tlačítko údržby
8. Nejnižší/Střední/Vysoká intenzita výboje
9. Indikátor provozu přístroje
10. Indikátor vypnutí
11. Vyměnitelná pulzní hlavice

OBSAH BALENÍ

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Přístroj včetně vyměnitelné pulzní hlavice; | 3) Síťový adaptér |
| 2) Ochranné brýle; | 4) Návod k použití |

V závislosti na v kůži obsaženém množství melaninu rozlišujeme u lidí 6 typů kůže (tzv. FOTOTYPY). Typ kůže závisí na přirozeném zbarvení kůže a vystavení UV záření. Klasifikaci představil v roce 1975 Dr. Thomas Fitzpatrick, dermatolog na Harvard Medical School.

Tato klasifikace je založena na pozorování kožní reakce po 1. vystavení slunečnímu záření (1. v daném roce, v poledne, po dobu 30 minut).

Reakce kůže na sluneční záření dle klasifikace Fitzpatricka.


| TYP PLETI | BARVA | CHARAKTERISTIKA | REAKCE PO PRVNÍM LETNÍM OPÁLENÍ |
|-----------|--------------------|---|---|
| I | bílá, světlá pleť | má lehké poškození, žádný hnědý nádech | vždy se spálí, nikdy se neopálí |
| II | bílá, světlá pleť | často má lehké poškození, občas má hnědý nádech | většinou se spálí, téměř nikdy se neopálí |
| III | bílá, světlá pleť | někdy má lehké poškození, má hnědý nádech | někdy se středně spálí, běžné opálení |
| IV | středně hnědá pleť | zřídka má lehké škody, má hnědý nádech | spálí se málo, opaluje snadno |
| V | černohnědá pleť | neobvyklé lehké poškození, často hnědý nádech | zřídka se spálí, opaluje se velmi snadno |
| VI | tmavá pleť | žádné lehké poškození, má hnědý nádech | opaluje se velmi snadno |

Díky vystavěnému zařízení pro ochranu očí vysílá přístroj IPL Velvet světelné impulzy pouze tehdy, když je aplikační okénko hlavičky celé v kontaktu s kůží. I přesto je vhodné používat přiložené ochranné brýle.

KDO BY NEMĚL ZAŘÍZENÍ IPL VELVET POUŽÍVAT? KONTRAINDIKACE

Zařízení nikdy nepoužívejte, je-li fototyp vaší pokožky **V** a **VI** (málokdy nebo vůbec nikdy se na slunci nespálíte a vaše pokožka získává velmi tmavé opálení).

V takovém případě vám hrozí velké riziko reakce pokožky, jako je například nadměrná nebo nedostatečná pigmentace, značné zčervenání nebo i popálení.



- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte

Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud trpíte jakoukoli následující chorobou:

- Máte-li onemocnění pokožky, jako je například aktivní rakovina kůže, máte rakovinu kůže v anamnéze nebo máte jakékoli jiné lokalizované ohnisko rakoviny v oblastech, které chcete ošetřit.
- Máte-li prekancerózní léze nebo více atypických mateřských znamének v oblastech, které chcete ošetřit.
- Pokud jste prodělali poruchu tvorby kolagenu, včetně tvorby keloidních jizev nebo špatného hojení ran.
- Máte-li v anamnéze žilní poruchu, například křečové žíly nebo rozšířené žilky v oblastech, které chcete ošetřit.
- Pokud máte pokožku citlivou na světlo, které snadno způsobuje vyrážku nebo alergickou reakci.
- Máte-li záněty, ekzémy, popáleniny, zanícené váčky chloupků, otevřené rány, abraze, virus herpes simplex, poranění nebo léze a hematomy v oblastech, které chcete ošetřit.
- Pokud jste podstoupili chirurgický zákrok v oblastech, které chcete ošetřit, během posledních čtyřech týdnů.
- Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na světlo.
- Máte-li diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolismu porfyrinu nebo srdeční nedostatečnost. Máte-li jakoukoli poruchu krvácivosti.

Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud berete jakékoli z následujících léků:

- Je-li vaše pokožka ošetřována nebo byla v posledním týdnu ošetřena kosmetickými přípravky obsahující látky, které mohou narušit strukturu vaší pokožky
- Pokud jste během posledních šesti měsíců užívali jakoukoli formu léčby, která ztenčuje pokožku, takže pak může být náchylnější k trhlinám, poraněním a podráždění.
- Pokud užíváte analgetika, která snižují citlivost pokožky na teplo.
- Pokud užíváte fotocitlivé prostředky nebo léky, zkontrolujte příbalovou informaci léku a nikdy nepoužívejte zařízení, je-li v informaci uvedeno, že lék způsobuje fotoalergické reakce, fototoxické reakce nebo pokud se při užívání tohoto léku máte vyhýbat slunci.
- Pokud užíváte léky proti srážlivosti krve (včetně užívání velkých dávek aspirinu) způsobem, který neumožňuje alespoň týdenní období vysazení léku před každým ošetřením.

Zařízení nikdy nepoužívejte na následujících oblastech:

- Obličej
- Na prsních bradavkách, dvorcích prsních bradavek, malých stydkých pyscích, vagíně, řitním otvoru a vnitřku nosu a uší. Muži jej nesmějí používat na šourku a tváři.
- Na nebo v blízkosti umělých předmětů, například silikonových implantátů, kardiostimulátorů, podkožních portů (dávkovačů inzulinu) nebo piercingů.
- U mateřských znamének, pih, rozšířených žilek, tmavších pigmentovaných oblastí, jizev, nepravidelností pokožky bez konzultace s lékařem.
- Na bradavice, tetování nebo permanentní make-up. Použití na tyto oblasti může vést k popálení a k permanentním změnám barvy.
- V oblastech, kde používáte deodoranty s dlouhodobým účinkem. Může dojít k reakcím pokožky.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na sluncem spálenou, nedávno opálenou nebo uměle opálenou pokožku.

Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda můžete zařízení používat, doporučujeme, abyste se poradili s lékařem.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- Zařízení a adaptér udržujte vždy v suchu. Toto zařízení není omyvatelné.
- Zařízení ani jeho části nesmíte nikdy ponořit do vody ani ho mýt pod tekoucí vodou.
- Je-li zařízení rozbité, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy do zařízení nevkládejte žádné předměty.
- Přesvědčte se, zda napětí vaší elektrické zásuvce odpovídá napětí vašeho přístroje.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
Při jakémkoli chybném připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.

- Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej neprodleně vypojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
- Přístroj se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by přesto přístroj spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté přístroj vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech atd.
- V případě, že je napájecí šňůra poškozena, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, v autorizované záruční a pozáruční opravně.
- Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 15 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou zařízení používat se souhlasem nebo pomocí rodičů či osob, které na ně v této roli dohlížejí. Dospělí ve věku 18 let a starší mohou zařízení používat bez omezení.
- Adaptér obsahuje transformátor. Adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Pokud je rozbitý UV filtr nebo okénko pro vyzařování světla, zařízení nepoužívejte.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí.
- Obal i upevňovací prvky nejsou součástí přístroje. Před prvním použitím přístroje je odstraňte.

- Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití. Chraňte před dětmi. Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech. Není konstruován pro komerční použití!
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama a taháním za napájecí přívod.
- Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte zapnutý přístroj na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), mohlo by dojít k zakrytí otvoru. Ihned po použití spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě a před uložením nechejte vychladnout
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
- Neovíňte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru. Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:
 - přístroj spadl na zem
 - přístroj řádně nefunguje
- Přístroj musí být odpojen:
 - před jeho čištěním a údržbou,
 - v případě jeho nesprávného fungování,
 - jakmile jste jej přestali používat
- Přístroj nepoužívejte, je-li poškozeny elektricky napájecí kabel
- Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění)
- Přístroj nedržte vlhkými rukama.
- Přístroj držte pouze za rukojeť
- Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku
- Nepoužívejte elektricky prodlužovací kabel.
- K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
- Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.


UPOZORNĚNÍ

- Z hygienických důvodů by měla zařízení používat pouze jedna osoba.
- Zařízení používejte pouze s nastaveními, která jsou vhodná pro váš typ pokožky. Při použití s vyšším nastavením, než je doporučeno, se může zvýšit riziko reakcí pokožky a vedlejších účinků.
- Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému určení, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.
- Kontrolu nebo opravu zařízení svěťte vždy servisu společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
Opravy prováděné nequalifikovanými lidmi mohou uživatele vystavit nebezpečným situacím.

JAK TECHNOLOGIE IPL FUNGUJE?

Technologie IPL (Intense Pulsed Light) aplikuje na pokožku světelné impulzy určité vlnové délky, které jsou pohlcovány kořínky chloupků. Čím jsou chloupky tmavší, tím lépe vstřebávají světelné impulzy a jsou tak jednodušeji odstranitelné.

Tyto světelné impulzy stimulují váček/kořínek chloupku, aby přešel do klidové fáze. V důsledku toho chloupky přirozeně vypadávají a již znovu nedorůstají, takže pokožka zůstává stále hedvábně hebká.



Chloupky se na těle nacházejí v jednom okamžiku v různých fázích růstu. Technologie IPL je účinná pouze v růstové fázi chloupku. V této fázi se chloupky nenacházejí nikdy všechny chloupky najednou. Proto doporučujeme osmítýdenní plán následovaný opravami, které zaručí vámi požadovaný výsledek.

Poznámka: Aplikace zařízením IPL Velvet ztrácí na účinnosti, pokud máte barvu chloupků světle blond nebo blond. Světlé chloupky dosahují nižší vodivosti světla, a proto nedokážou uvést kořínek do klidové fáze. Pro světlé, blond a šedivé chloupky není technologie IPL Velvet vhodná a účinná.

Účinnost přístroje IPL Velvet se může lišit:

- mezi různými osobami,
- podle ošetřované oblasti,
- podle barvy chloupků.

Pozor: Přístroj IPL Velvet není účinný na bílé, šedé nebo světlé blond chloupky. Bílé, šedé nebo světlé blond chloupky mají málo melaninu a na ošetření pulzním světlem pomocí přístroje IPL Velvet dostatečně nereagují.

Je normální, že po dobu 1-2 týdnů po epilaci přístrojem IPL VELVET působí chloupky dojmem, že nadále rostou. Po zhruba dvou týdnech zjistíte, že tyto chloupky vypadávají nebo se oddělují od vlasového váčku. Za tyto chloupky netahejte s cílem jejich uvolnění.

Nechte chloupky přirozeně vypadnout.

Může se stát, že po epilaci přístrojem IPL VELVET vyrostou některé chloupky znovu světlejší a jemnější. Tento jev je normální. Opakujte aplikaci.

ODHADOVANÁ DOBA POTŘEBNÉ APLIKACE PŘÍSTROJEM

| | |
|------------------|------------|
| Nohy po kolena | 8-10 minut |
| Nohy | 15 minut |
| Záda | 5 minut |
| Hrudník | 5 minut |
| Spodní podbřišek | 2 minuty |
| Podpaží | 1 minuta |

PLÁNOVÁNÍ EPILAČNÍCH OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM IPL VELVET**Doporučujeme si ošetření přístrojem IPL Velvet naplánovat předem:**

Doporučuje se dodržet níže uvedený časový rozpis, který vám pomůže dosáhnout perfektních výsledků.

- První 4 epilační ošetření přístrojem IPL VELVET musí být provedeny v odstupech 2 týdnů po sobě.
- Další epilační ošetření přístrojem IPL VELVET se provádějí vždy po 4 týdnech (do dosažení požadovaného výsledku).
- Následně v případě nového růstu chloupků budete přístroj IPL VELVET používat příležitostně, dokud nedosáhnete trvalého výsledku; odstup mezi ošetřeními musí být nejméně 4 týdny!

POZOR:

- Ošetření stejné oblasti častěji než 1x za 2 týdny nevede k lepším výsledkům a může vyvolat nežádoucí účinky.
- Doporučuje se přístroj IPL VELVET používat rozumně, tj. neopakovat ošetření přístrojem IPL VELVET donekonečna. K dosažení velmi uspokojivých výsledků postačí komplexní ošetření (celkem 7-8 epilačních ošetření) jednou ročně).

Poznámka: Chloupky se v důsledku hormonálních faktorů a fyziologických změn mohou stát opět aktivními. V tomto případě lze provádět udržovací epilační ošetření přístrojem IPL VELVET (mezi ošetřeními musí být odstup nejméně 4 týdny).

RADY PRO OPALOVÁNÍ

Opalování PŘIROZENÝM nebo UMĚLÝM světlem

Po každé aplikaci přístrojem IPL Velvet vyčkejte minimálně 48 hodin. I po této době se ujistěte, že se na pokožce neobjevují žádná zčervenání způsobená ošetřením.

- Pokud do 48 hodin po ošetření vystavíte pokožku slunečnímu záření (aniž byste měli v úmyslu se opalovat), použijte na ošetřené oblasti prostředek na opalování s ochranným faktorem alespoň 50. Po tomto období můžete použít prostředek na opalování s ochranným faktorem alespoň 30.
- Po opalování vyčkejte před použitím zařízení IPL VELVET alespoň 2 týdny. Proveďte test pokožky a určete vhodné nastavení intenzity světla.
- Nepoužívejte přístroj IPL VELVET na oblasti těla spálené sluncem.

Poznámka: Příležitostné a nepřímé vystavení působení slunce se nepovažuje za opalování.



Opalování pomocí KRÉMŮ

Pokud jste použili umělé samoopalovací tělové mléko, počkejte, dokud umělé opálení zcela nezmizí. Pak teprve můžete přístroj IPL VELVET použít

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE IPL VELVET


Příprava pokožky:

Před použitím přístrojem IPL VELVET odstraňte u povrchu pokožky mechanicky chloupky. Tím umožníte emitovanému světlu snadněji proniknout až do kořínku chloupku (zbylá část chloupku v pokožce funguje jako světlovod).

Můžete použít klasické oholení, zastřížení, epilaci nebo voskovou epilaci. Nepoužívejte depilační krémy. Látky obsažené v depilačních krémech mohou způsobit reakce pokožky. V případě použití vosku, doporučujeme před samotným použitím přístroje IPL Velvet vyčkat 24 hodin.

Před ošetřením doporučujeme se osprchovat, zaručíte tak odstranění veškerých případných zbytků vosku z pokožky.

- Oblasti, které chcete ošetřovat přístrojem IPL VELVET, předem připravte.
- Pokožku očistěte, zajistěte, aby byla zcela bez chloupků, suchá a bez mastných látek.



Test pokožky proveďte před prvním použitím přístroje nebo pokaždé, pokud jste se opalovali. Testujte každou část těla, kde chcete provádět ošetření přístrojem IPL VELVET. Test pokožky je důležitý ke zjištění reakce vaší pokožky na nastavení intenzity světla pro každou část těla.

- 1) Zvolte oblast těla blízkou té kterou chcete ošetřit
- 2) Stiskněte tlačítko **ON/OFF** (obr. 1), zapněte zařízení. Přístroj ponechte v základním, nejnižším nastavení intenzity výboje.
- 3) Přístroj přiložte na pokožku a stisknutím tlačítka záblesku (obr.2) vyšlete záblesk.
- 4) Přístroj opět přesuňte po pokožce na další oblast, kterou chcete ošetřit.
- 5) Zvyšte nastavení o jednu úroveň (tlačítko "+"), vyšlete záblesk a přesuňte zařízení opět na další oblast. Opakujte postup pro ostatní úrovně intenzity (použijte tlačítko "+".
- 6) Po tomto testu pokožky vyčkejte 24 hodin a zkontrolujte, zda se na pokožce objevila nějaká reakce. Pokud se reakce objevila, zvolte pro následné použití to nejvyšší nastavení, které nevedlo k žádné reakci pokožky.

Poznámka: Vaše pokožka může v různých dnech nebo v různých situacích reagovat odlišně, a to z nejrůznějších důvodů.

MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM

- 1) Před použitím očistěte pulzní hlavici od nečistot.
- 2) Zasuňte konektor do přístroje a adaptér do zásuvky ve zdi.
- 3) Zapněte zařízení a vyberte správnou intenzitu světla, která odpovídá vašemu odstínu pleti.
- 4) Zařízení přitiskněte kolmo k pokožce tak, aby nástavec byly v kontaktu s vaší pokožkou. Integrovaný bezpečnostní systém zabraňuje neúmyslným zábleskům bez kontaktu s pokožkou.
- 5) Přístroj pevně přitlačte na pokožku, abyste zajistili správný kontakt s pokožkou. **Sensor detekce pokožky** (obr.4) se rozblíká. Přístroj je připravený k záblesku. Stiskněte **tlačítko záblesku** (obr.2). Po iniciaci záblesku se přístroj potřebuje připravit na další záblesk. Doba potřebná k dalšímu záblesku závisí na zvolené intenzitě a je znázorněna blikajícími kontrolkami (obr.5) – **Indikátor nabití přístroje**. Jakmile kontrolky (obr. 5) přestanou blikat, můžete opět vyslat záblesk stisknutím tlačítka (obr.2)
- 6) Stisknutím tlačítka záblesku vyšlete záblesk. Záblesk by měl vyvolat pocit tepla. Během používání doporučujeme používat ochranné brýle. Přístroj používejte v době osvětleném prostoru. Záblesk nebude působit na vaše oči tak intenzivně.
- 7) Přiložte zařízení na další oblast, kterou chcete ošetřit. Po každém záblesku trvá až 3,5 sekundy, než je zařízení připraveno k dalšímu záblesku. Záblesk můžete vyslat, pokud kontrolka „**Indikátor nabití přístroje**“ (obr. 5) přestane blikat a trvale se rozsvítí.
- 8) Jakmile dokončíte proceduru, stiskněte opět tlačítko **ON/OFF** (obr. 1)

BĚŽNÉ REAKCE POKOŽKY PO POUŽITÍ PŘÍSTROJE IPL VELVET

Po použití může být pokožka mírně zarudlá a brnět, mírně štipat nebo se zahřívá.

Tyto reakce jsou naprosto běžné, neškodné a rychle odezní.

Při kombinaci holení a světelné procedury přístrojem se pokožka může zdát suchá a svědit.

Príslušnou oblast můžete chladit ledem nebo mokrým obkladem. Pokud suchost pokožky přetrvává, můžete po uplynutí 24 hodin od ošetření nanést na ošetřenou oblast neparfémovaný hydratační krém.

Po použití můžete na ošetřené oblasti bezpečně nanést pleťové mléko, krém, deodorant, hydratační nebo jiný kosmetický přípravek.

Pokud po ošetření zaznamenáte podráždění nebo zarudnutí pokožky, před nanesením jakéhokoli přípravku na pokožku počkejte, dokud tyto příznaky nezmizí.

Pokud zaznamenáte podráždění nebo zarudnutí pokožky po nanesení přípravku, opláchněte jej vodou.

PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Váš přístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat. Svěťte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem. Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.dedra.cz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100–240 V

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Jmenovitý příkon: 30 W

Podmínky provozu Teplota: +10 °C až 40 °C

Relativní vlhkost: 30 % až 75 %

Rozměry aplikačního okénka: 1,3 x 3,3 cm (3,9 cm²)

Spektrum nastavce: 495 - 1200 nm

Maximální počet výbojů: až 150 000 pulsů

SK – Blahoželáme Vám k správne mu výberu nášho produktu IPL VELVET EL91262 z rady SYSTEMAT spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.

Prajeme vám, aby vám váš nový pomocník dlho a spoľahlivo slúžil.

SK

Rada SYSTEMAT od spoločnosti Vaše DEDRA vám prináša ucelenú radu pomocníkov pre vašu domácnosť a starostlivosť o telo. Prinášame vám len inovatívne produkty, ktoré sami používame.

Pred prvým použitím si starostlivo preštudujte návod na použitie a uchovajte ho pre budúce potreby. Návod vždy striktné dodržujte!

Vítajte v svete krásy značky SYSTEMAT IPL VELVET, ktorý využíva technológiu IPL (Intense Pulsed Light), intenzívny širokospektrálny svetelný výboj, podobný laseru, ktorý predstavuje jednu z najúčinnějších metód, ako sa natrvalo zbaviť nežiaduceho ochlpenia. Preneste si profesionálnu technológiu kozmetických salónov do bezpečia a kludu vášho domova.

Systemat IPL VELVET je priateľivý k vašej pokožke a ponúka bezbolestné, pohodlné a účinné ošetrovanie, ktoré vás zbaví nežiadúcich chlpkov. Napriek tomu že je prístroj veľmi citlivý k vašej pokožke, vyžaduje obozretné zachádzanie.

POPIS PRODUKTU



OBSAH BALENIA

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Prístroj vrátane vymeniteľnej pulznej hlavice; | 3) Síťový adaptér |
| 2) Ochranné okuliare; | 4) Návod na použitie |

FOTOTYP POKOŽKY

V závislosti na množstve melanínu obsiahnutom v pokožke rozlišujeme pri ľuďoch 6 typov pokožky (tzv. FOTOTYPY). Typ pokožky závisí na prirodzenom zafarbení pokožky a vystavení UV žiarenia. Klasifikáciu predstavil v roku 1975 Dr. Thomas Fitzpatrick, dermatológ na Harvard Medical School. Táto klasifikácia je založená na pozorovaní kožnej reakcie po prvom vystavení pokožky slnečnému žiareniu (na obed, po dobu 30 minút).

SK

Reakcie pokožky na slnečné žiarenie podľa klasifikácie Fitzpatricka.

| TYP PLETI | FARBA | CHARAKTERISTIKA | REAKCIE PO PRVOM LETNOM OPÁLENÍ |
|-----------|--------------------|--|--|
| I | biela, svetlá pleť | má ľahké poškodenie, žiadny hnedý nádych | vždy sa spáli, nikdy sa neopáli |
| II | biela, svetlá pleť | často má ľahké poškodenia, občas má hnedý nádych | väčšinou sa spáli, takmer nikdy sa neopáli |
| III | biela, svetlá pleť | niekedy má ľahké poškodenia, má hnedý nádych | niekedy sa stredne spáli, bežné opálenie |
| IV | stredne hnedá pleť | zriedkavo má ľahké poškodenia, má hnedý nádych | málokedy sa spáli, ľahko sa opaľuje |
| V | čiernohnedá pleť | neobvyklé ľahké poškodenie, často hnedý nádych | zriedkavo sa spáli, opaľuje sa veľmi ľahko |
| VI | tmavá pleť | žiadne ľahké poškodenia, má hnedý nádych | opaľuje sa veľmi ľahko |

Vďaka vstavanému zariadeniu pre ochranu očí vysiela prístroj IPL Velvet svetelné impulzy len vtedy, keď je aplikačné okienko hlavice celé v kontakte s pokožkou. Aj napriek tomu je vhodné používať priložené ochranné okuliare.

KTO BY NEMAL ZARIADENIE IPL VELVET POUŽÍVAŤ? KONTRAINDIKÁCIA

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak je fototyp vašej pokožky **V** a **VI** (málokedy alebo vôbec nikdy sa na slnku nespálite a vaša pokožka získava veľmi tmavé opálenie).

V tomto prípade vám hrozí veľké riziko reakcie pokožky, ako je napríklad nadmerná alebo nedostatočná pigmentácia, značné začervenanie alebo aj popáleniny.



typ pokožky:

I

tón pokožky: jasná, svetlá



II

svetlá



III

stredne svetlá



IV

olivová



V

hnedá



VI

tmavá



- Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak ste tehotná alebo kojíte

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak trpíte akoukoľvek nasledujúcou chorobou:

- Ak máte onemocnenie pokožky, ako je napríklad aktívna rakovina pokožky, ak máte rakovinu pokožky v anamnéze alebo máte akékoľvek iné lokalizované ohnisko rakoviny v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.
- Ak máte prekancerózne lézie alebo viac atypických materských znamienok v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.
- Ak ste prekonalí poruchu tvorby kolagénu, vrátane tvorby keloidných jaziev alebo zlého hojenia rán.
- Máte-Ak máte v anamnéze žilnú poruchu, napríklad kŕčové žily alebo rozšírené žilky v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.
- Ak máte pokožku citlivú na svetlo, ktoré jednoducho spôsobuje vyrážku alebo alergickú reakciu.
- Ak máte zápal, ekzém, popáleniny, zapálené vačky chĺpkov, otvorené rany, abrázie, vírus herpes simplex, poranenia alebo lézie a hematómy v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.
- Ak ste podstúpili chirurgický zákrok v oblastiach, ktoré chcete ošetriť, počas posledných štyroch týždňov.
- Ak trpíte epilepsiou s citlivosťou na svetlo.
- Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrinu alebo srdečnú nedostatočnosť. Ak máte akúkoľvek poruchu krvácanosti.

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak beriete akékoľvek z nasledujúcich liekov:

- Ak je vaša pokožka ošetrovaná alebo bola v poslednom týždni ošetrená kozmetickými prípravkami obsahujúcimi látky, ktoré môžu narušiť štruktúru vašej pokožky.
- Ak ste počas posledných šiestich mesiacov užívali akúkoľvek formu liečby, ktorá stenčuje pokožku, takže potom môže byť náchylnejšia k trhlinám, poraneniám a podráždeniam.
- Ak užívate analgetika, ktoré znižujú citlivosť pokožky na teplo.
- Ak užívate fotocitlivé prostriedky alebo lieky, skontrolujte príbalovú informáciu lieku a nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je v informácii uvedené, že liek spôsobuje fotoalergické reakcie, fototoxické reakcie alebo ak sa pri užívaní tohto lieku máte vyhýbať slnku.
- Ak užívate lieky proti zrážanlivosti krvi (vrátane užívania veľkých dávok aspirínu) spôsobom, ktorý neumožňuje aspoň týždenné obdobie vysadenia lieku pred každým ošetrením.

Zariadenie nikdy nepoužívajte na nasledujúcich oblastiach:

- Tvár
- Na prsných bradavkách, dvorcoch prsných bradaviek, malých pyskoch ohanbia, vagíne, ritnom otvore, vo vnútri nosa a uši. Muži ho nesmú používať na miešku a tvári.
- Na, alebo v blízkosti umelých predmetov, napríklad silikónových implantátov, kardiostimulátorov, podkožných portov (dávkočočov inzulínu) alebo piercingov.
- Pri materských znamienkach, pehách, rozšírených žilkách, tmavších pigmentovaných oblastí, jaziev, nepravidelnostiach pokožky bez konzultácie s lekárom.
- Na bradavice, tetovanie alebo permanentný make-up. Použitie na tieto oblasti môže viesť k popáleniu a k permanentným zmenám farby.
- V oblastiach, kde používate deodoranty s dlhodobým účinkom. Môže dôjsť k reakciám pokožky.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte na slnkom spálenú, nedávno opálenú alebo umelo opálenú pokožku.

Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Ak si nie ste istý, či môžete zariadenie používať, doporučujeme, aby ste sa poradili s lekárom.

- Zariadenie a adaptér udržujte vždy v suchu. Toto zariadenie nie je umývateľné.
- Zariadenie ani jeho časti nesmiete nikdy ponoriť do vody ani ho umývať pod tečúcou vodou.
- Ak je zariadenie rozbité, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy do zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Presvedčte sa, či napätie vašej elektrickej zásuvky zodpovedá napätiu vášho prístroja.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Pri akomkoľvek chybnom pripojení k sieti môže dôjsť k nevratnému poškodeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vyťahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.

- Ak používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho bezodkladne vypojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je spotrebič vypnutý.
- Prístroj sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla. Ak by napriek tomu prístroj spadol do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky a až potom prístroj vyberte. V takých prípadoch zanešte spotrebič do odborného servisu k prevereniu jeho bezpečnosti a správnej funkcie. Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody obsiahnutej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch atď.
- V prípade, že je napájacia šnúra poškodená, nechajte ju z bezpečnostných dôvodov vymeniť u výrobcu, v autorizovanej záručnej a pozáručnej opravu.
- Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 15 rokov, rovnako ako osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom použití spotrebiča a chápu riziká, ku ktorým môže dôjsť. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Mladistvý vo veku od 15 do 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom alebo pomocou rodičov či osôb, ktoré na neho v tejto roli dozerajú. Dospelí vo veku 18 rokov a starší môžu zariadenie používať bez obmedzenia.
- Adaptér obsahuje transformátor. Adaptér nikdy nenahradzujte inou zástrčkou. Mohlo by tak dôjsť k nebezpečnej situácii.
- Ak je rozbitý UV filter alebo okienko pre vyžarovanie svetla, zariadenie nepoužívajte.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia prehltnutím alebo vdychnutím drobných častí.
- Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou prístroja. Pred prvým použitím prístroja ich odstráňte.

- Obal a návod na použitie si uchovajte pre neskoršie použitie. Chráňte pred deťmi. Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom použití spotrebiča a chápu riziká, ku ktorým môže dôjsť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach. Nie je konštruovaný pre komerčné použitie!
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
- Otvory pre priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Nepokladajte zapnutý prístroj na mäkké povrchy (napr. posteľ, ručníky, povlečenie, koberce), mohlo by dôjsť k zakrytiu otvoru. Ihneď po použití spotrebič vypnite, odpojte od el. siete a pred uložením nechajte vychladnúť.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
- Neovinujte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺži sa tak životnosť prívodu.
- Používajte len nepoškodené a správne predĺžovacie sieťové prívody.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto návode!
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zachádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov) a nie je zodpovedný za záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
- Spotrebič nenechávajte v chodu bez dozoru. Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak:
 - prístroj spadol na zem
 - prístroj riadne nefunguje
- Prístroj musí byť odpojený:
 - pred jeho čistením a údržbou,
 - v prípade jeho nesprávneho fungovania,
 - akonáhle ste ho prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený elektricky napájací kábel
- Prístroj neponárajte do vody (ani pri jeho čistení)
- Prístroj nedržte vlhkými rukami.
- Prístroj držte len za rukoväť
- Pri odpojovaní zo siete neťahajte za prívodnú šnúru, ale za zástrčku
- Nepoužívajte elektricky predĺžovací kábel.
- Na čistenie nepoužívajte brusné prostriedky alebo prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.
- Prístroj nepoužívajte pri teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.

UPOZORNENIE


- Z hygienických dôvodov by mala zariadenie používať len jedna osoba.
- Zariadenie používajte len s nastavením, ktoré je vhodné pre váš typ pokožky. Pri použití s vyšším nastavením, než je doporučené, sa môže zvýšiť riziko reakcie pokožky a vedľajších účinkov.
- Zariadenie používajte len k účelu, ku ktorému je určené, ako je vyobrazené v užívateľskej príručke.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, kovové žinky, abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, ako je napríklad benzín alebo acetón.
- Kontrolu alebo opravu zariadenia zverte vždy servisu spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
Opravy vykonávané nekvalifikovanými ľuďmi môžu užívateľ'ov vystaviť nebezpečným situáciám.

SK

AKO TECHNOLOGIA IPL FUNGUJE?

Technológia IPL (Intense Pulsed Light) aplikuje na pokožku svetelné impulzy určitej vlnovej dĺžky, ktoré sú pohlcované korenkami chĺpkov. Čím sú chĺpky tmavšie, tým lepšie vstrebávajú svetelné impulzy a sú tak jednoduchšie odstrániteľné.

Tieto svetelné impulzy stimulujú váčok/korienok chĺpku, aby prešiel do fázy kľudu. V dôsledku toho chĺpky prirodzene vypadávajú a už znovu nedorastajú, takže pokožka zostáva stále hodvábne hebká.



Chĺpky sa na tele nachádzajú v jednom okamžiku v rôznych fázach rastu. technológia IPL je účinná len v rastovej fáze chĺpka. V tejto fáze sa chĺpky nenachádzajú nikdy všetky chĺpky naraz.

Preto doporučujeme osem týždenný plán nasledovaný opravami, ktoré zaručí vami požadovaný výsledok.

Poznámka: Aplikácia zariadením IPL Velvet stráca na účinnosti, ak máte farbu chĺpkov svetlo blond alebo blond. Svetlé chĺpky dosahujú nižšiu vodivosť svetla, a preto nedokážu viesť korieňok do fázy kľudu. Pre svetlé, blond a šedivé chĺpky nie je technológia IPL Velvet vhodná a účinná.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ

Účinnosť prístroja IPL Velvet sa môže líšiť:

SK

- medzi rôznymi osobami
- podľa ošetrovanej oblasti,
- podľa farby chĺpkov.

Pozor: Prístroj IPL Velvet nie je účinný na biele, šedé alebo svetlé blond chĺpky. Biele, šedé alebo svetlé blond chĺpky majú malo melanínu a na ošetrovanie pulzným svetlom pomocou prístroja IPL Velvet dostatočne nereagujú.

Je normálne, že po dobu 1-2 týždňov po epilácii prístrojom IPL VELVET pôsobia chĺpky dojomom, že naďalej rastú. Po zhruba dvoch týždňoch zistíte, že tieto chĺpky vypadávajú alebo sa oddeľujú od vlasového vĺčku. Za tieto chĺpky neťahajte s cieľom ich uvoľnenia.

Nechajte chĺpky prirodzene vypadnúť.

Môže sa stať, že po epilácii prístrojom IPL VELVET vyrastú niektoré chĺpky znovu svetlejšie a jemnejšie. Tento jav je normálny. Opakujte aplikáciu.

ODHADOVANÁ DOBA POTREBNEJ APLIKÁCIE PRÍSTROJOM

| | |
|------------------|------------|
| Nohy po kolená | 8-10 minút |
| Nohy | 15 minút |
| Chrbát | 5 minút |
| Hrudník | 5 minút |
| Spodné podbruško | 2 minúty |
| Podpazušie | 1 minúta |

PLÁNOVANIE EPILAČNÝCH OŠETRENÍ PRÍSTROJOM IPL VELVET

Doporučujeme si ošetrovanie prístrojom IPL Velvet vopred naplánovať:

Doporučuje sa dodržať nižšie uvedený časový rozpis, ktorý vám pomôže dosiahnuť perfektné výsledky.

- Prvé 4 epilačné ošetrenia prístrojom IPL VELVET musia byť vykonané v odstupe 2 týždňov po sebe.
- Ďalšie epilačné ošetrenia prístrojom IPL VELVET sa vykonávajú vždy po 4 týždňoch (do dosiahnutiu požadovaného výsledku).
- Následne v prípade nového rastu chĺpkov budete prístroj IPL VELVET používať príležitostne, kým nedosiahnete trvalého výsledku; odstup medzi ošetreniami musí byť najmenej 4 týždne!

POZOR:

- Ošetrovanie rovnakej oblasti častejšie ako 1x za 2 týždne nevedie k lepším výsledkom a môže vyvolať nežiaduce účinky.
- Doporučuje sa prístroj IPL VELVET používať rozumne, tj. neopakovať ošetrenia prístrojom IPL VELVET donekonečna. K dosiahnutiu veľmi uspokojivých výsledkov postačí komplexné ošetrenie (celkom 7-8 epilačných ošetrení) raz ročne.

Poznámka: Chĺpky sa v dôsledku hormonálnych faktorov a fyziologických zmien môžu stať opäť aktívnymi. V tomto prípade je možné vykonávať udržiavacie epiláčné ošetrovanie prístrojom IPL VELVET (medzi ošetreniami musí byť odstup najmenej 4 týždne).

RADY PRE OPALOVANIE

Opalovanie PRIRODZENÝM alebo UMELÝM svetlom

Po každej aplikácii prístrojom IPL Velvet vyčakajte minimálne 48 hodín. Aj po tejto dobe sa uistíte, že sa na pokožke neobjavujú žiadne začervenania zapôsobené ošetrením.

- Ak do 48 hodín po ošetrení vystavíte pokožku slnečnému žiareniu (bez toho, aby ste mali v úmyslu sa opalovať), použite na ošetrované oblasti prostriedok na opalovanie s ochranným faktorom aspoň 50. Po tomto období môžete použiť prostriedok na opalovanie s ochranným faktorom aspoň 30.
- Po opalovaní vyčakajte pred použitím zariadenia IPL VELVET aspoň 2 týždne. Vykonajte test pokožky a určite vhodné nastavenie intenzity svetla.
- Nepoužívajte prístroj IPL VELVET na oblasti tela spálené slnkom.

Poznámka: Příležitostné a nepřímé vystavení působení slunce se nepovažuje za opalování.

Opalovanie pomocou KRÉMOV

Ak ste použili umelé samoopalovacie telové mlieko, počkajte, kým umelé opálenie úplne nezmizne. Až potom môžete prístroj IPL VELVET použiť.

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA IPL VELVET


Príprava pokožky:

Pred použitím prístroja IPL VELVET odstráňte z povrchu pokožky mechanicky chĺpky. Tým umožníte emitovanému svetlu jednoduchšie preniknúť až do koreňku chĺpku. (zostatková časť chĺpku v pokožke funguje ako svetlovod).

Môžete použiť klasické oholenie, zastrihnutie, epiláciu alebo voskovú epiláciu. Nepoužívajte depilačné krémy. Látky obsiahnuté v depilačných krémoch môžu spôsobiť reakcie pokožky. V prípade použitia vosku, doporučujeme pred samotným použitím prístroja IPL Velvet vyčakať 24 hodín.

Pred ošetrením doporučujeme sa osprchovať, zaručíte tak odstránenie všetkých prípadných zostatkov vosku z pokožky.

- Oblasť, ktorú chcete ošetrovať prístrojom IPL VELVET, vopred pripravte.
- Pokožku očistite, zaistíte, aby bola úplne bez chĺpkov, suchá a bez mastných látok.



Test pokožky:

SK

Test pokožky vykonajte pred prvým použitím prístroja alebo zakaždým, ak ste sa opaľovali. Testujte každú časť tela, kde chcete vykonávať ošetrovanie prístrojom IPL VELVET. Test pokožky je dôležitý k zisteniu reakcie vašej pokožky na nastavenie intenzity svetla pre každú časť tela.

- 1) Zvoľte oblasť tela blízku tej, ktorú chcete ošetriť
- 2) Stisnete tlačidlo **ON/OFF** (obr. 1), zapnete zariadenie. Prístroj nechajte v základnom, najnižšom nastavení intenzity výboja.
- 3) Prístroj priložte na pokožku a stisnutím tlačidla záblesku (obr.2) vyšlete záblesk.
- 4) Prístroj opäť presuňte po pokožke na ďalšiu oblasť, ktorú chcete ošetriť.
- 5) Zvýšte nastavenie o jednu úroveň (tlačidlo "+"), vyšlete záblesk a presuňte zariadenie opäť na ďalšiu oblasť. Opakujte postup pre ostatné úrovne intenzity (použite tlačidlo "+").
- 6) Po tomto teste pokožky vyčkajte 24 hodín a skontrolujte, či sa na pokožke objavila nejaká reakcia. Ak sa reakcia objavila, zvoľte pre následné použitie to najvyššie nastavenie, ktoré nevedlo k žiadnej reakcii pokožky.

Poznámka: Vaša pokožka môže v rôznych dňoch alebo v rôznych situáciách reagovať odlišne, a to z najrôznejších dôvodov.

MANIPULÁCIA SO ZARIADENÍM

- 1) Pred použitím očistite pulznú hlavicu od nečistôt.
- 2) Zasuňte konektor do tela prístroja a adaptér do zásuvky v stene.
- 3) Zapnite zariadenie a vyberte správnu intenzitu svetla, ktorá zodpovedá vášmu odtienu pleti.
- 4) Zariadenie pritlačte kolmo k pokožke tak, aby nástavec boli v kontakte s vašou pokožkou. Integrovaný bezpečnostný systém zabráňuje neúmyselným zábleskom bez kontaktu s pokožkou.
- 5) Prístroj pevne pritlačte na pokožku, aby ste zaistili správny kontakt s pokožkou. **Senzor detekcie pokožky** (obr.4) sa rozbliká. Prístroj je pripravený k záblesku. Stisnite tlačidlo **záblesku** (obr.2). Po iniciácii záblesku sa prístroj potrebuje pripraviť na ďalší záblesk. Doba potrebná k ďalšiemu záblesku závisí na zvolenej intenzite a je znázornená blikajúcimi kontrolkami (obr.5) – **Indikátor nabitia prístroja**. Akonáhle kontrolky (obr. 5) prestanú blikať, môžete opäť vyslať záblesk stisnutím tlačidla (obr.2)
- 6) Stisnutím tlačidla záblesku vyšlete záblesk. Záblesk by mal vyvolať pocit tepla. Počas používania doporučujeme používať ochranné okuliare. Prístroj používajte v dobre osvetlenom priestore. Záblesk nebude pôsobiť na vaše oči tak intenzívne.
- 7) Priložte zariadenie na ďalšiu oblasť, ktorú chcete ošetriť. Po každom záblesku trvá až 3,5 sekundy, kým je zariadenie pripravené k ďalšiemu záblesku. Záblesk môžete vyslať, ak kontrolka „Indikátor nabitia prístroja“ (obr. 5) prestane blikať a trvalo sa rozsvieti.
- 8) Akonáhle dokončíte procedúru, stisnete opäť tlačidlo **ON/OFF** (obr.1)

BEŽNÉ REAKCIE POKOŽKY PO POUŽITÍ PRÍSTROJA IPL VELVET

Po použití môže v brniet a môže byť začervenala, mierne štipať alebo sa zahrievať.

Tieto reakcie sú úplne bežné, neškodné a rýchlo odznejú.

Pri kombinácii holenia a svetelnej procedúry prístrojom sa pokožka môže zdať suchá a svrbieť.

Príslušnú oblasť môžete chladiť ľadom alebo mokrým obkladom. Ak suchosť pokožky pretrváva, môžete po uplynutí 24 hodín od ošetrovania naniesť na ošetrenú oblasť neparfumovaný hydratačný krém.

NÁSLEDOVNÁ STAROSTLIVOSŤ

Po použití můžete na ošetřené oblasti bezpečně nanést pleťové mléko, krém, deodorant, hydratační nebo jiný kosmetický přípravek.

Ak po ošetrení zaznamenáte podráždenie alebo začervenanie pokožky, pred nanosením akéhokoľvek prípravku na pokožku počkajte, kým tieto príznaky nezmiznú.

Ak zaznamenáte podráždenie alebo začervenanie pokožky po nanosení prípravku, opláchnite ho vodou.

SK

PRIPOJME SA K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Váš prístroj obsahuje početné materiály, ktoré je možné zhodnocovať alebo recyklovať. Odovzdajte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené odpovedajúcim spôsobom. Tieto inštrukcie sú k nahliadnutiu aj na našich stránkach www.dedra.cz.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Menovité napätie: 100–240 V

Menovitá frekvencia: 50–60 Hz

Menovitý príkon: 30 W

Podmienky prevádzky Teplota: +10 °C až 40 °C

Relatívna vlhkosť: 30 % až 75 %

Rozmery aplikačného okienka: 1,3 x 3,3 cm (3,9 cm²)

Spektrum nastavca: 495 - 1200 nm

Maximálny počet výbojov: až 150 000 pulzov

**PL – Gratulujemy wyboru naszego produktu
IPL VELVET EL91262 z serii SYSTEMAT społeczność Vaše DEDRA, s.r.o.
Jesteśmy przekonani, że produkt będzie niezawodnie służył państwu przez lata.**

Marka SYSTEMAT posiada wiele produktów dla domu i do pielęgnacji ciała.

Są to innowacyjne produkty stosowane przez nas.


Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zawsze należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji.

PL

Witamy w świecie marki SYSTEMAT IPV VELVET, urządzenie wykorzystuje technologię IPL (Intense Pulsed Light), technologia intensywnie pulsującego światła, podobnego do światła lasera. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozbycia się niechcianego owłosienia na ciele na stałe. Profesjonalna technologia stosowana przez salony kosmetyczne jest już możliwa w zaciszu domowym. Systemat IPL VELVET jest całkowicie bezpieczny dla skóry i oferuje bezbolesną, wygodną i skuteczną kurację, która usuwa niechciane owłosienie z ciała. Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla skóry, mimo to należy zachować ostrożność podczas użytkowania.

OPIS PRODUKTU



1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk uwalniający impuls świetlny
3. Ustawienia poziomu intensywności +/-
4. Czujnik wykrywania skóry
5. Wskaźnik naładowania
6. Identyfikator wymiany głowicy
7. Konserwacja
8. Niska / średnia / wysoka intensywność
9. Urządzenie gotowe do pracy
10. Urządzenie nie jest gotowe do pracy
11. Przycisk zdejmujący głowicę

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1) Urządzenie z wymienną głowicą;
- 2) Okulary ochronne;

- 3) ładowarka
- 4) Instrukcja obsługi

FOTOTYP SKÓRY

W zależności od ilości melaniny zawartej w skórze można wyróżnić sześć rodzajów skóry (tj. Fototypów). Ta jest zależna od rasy i ekspozycji na ultrafiolet. Klasyfikację ogłosił w 1975 roku Thomas B. Fitzpatrick, dermatolog z Harvard Medical School.

Klasyfikacja ta, oparta jest o obserwację reakcji skórnych po pierwszej w danym roku ekspozycji na światło słoneczne przez 30 minut w południe.

Reakcja skóry na działanie promieni słonecznych według Fitzpatricka.

PL


| TYP | BARWA | CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | REAKCJA NA ŚWIATŁO SŁONECZNE |
|-----|----------------------------|--|--------------------------------------|
| I | blada biała skóra | zawsze ulega oparzeniom | trudno się opala |
| II | blada skóra | łatwo ulega oparzeniom, trudno się opala | trudno się opala |
| III | ciemniejsza biała skóra | opala się po początkowym oparzeniu | opala się po początkowym oparzeniu |
| IV | jasna brązowa skóra | oparzenia minimalne, opala się łatwo | oparzenia minimalne, opala się łatwo |
| V | brązowa skóra | rzadko ulega oparzeniom, łatwo i mocno się opala | łatwo i mocno się opala |
| VI | ciemnobrązowa czarna skóra | nigdy nie ulega oparzeniom, zawsze się mocno opala | zawsze się mocno opala |

Urządzenie posiada blokadę bezpieczeństwa, wysyła impulsy świetlne IPL jedynie podczas kontaktu ze skórą. Zalecamy by używać okularów ochronnych dołączonych do zestawu.

KTO NIE POWINIEN UŻYWAĆ IPL VELVET? PRZECIWWSKAZANIA

Nie wolno używać urządzenia, gdy nasz fototyp skóry to **V** a **VI** (rzadko lub nigdy nie ulega oparzeniom, łatwo i mocno się opala).

W takim przypadku istnieje duże niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych reakcji skórnych, takich jak zaczerwienienie, oparzenie lub nadmierna lub niewystarczająca pigmentacja.



- Urządzenia nie mogą używać kobiety karmiące i w ciąży.

Nie wolno używać urządzenia, jeśli występuje którakolwiek z wymienionych chorób:

- Jeśli cierpisz na choroby skóry takie jak rak skóry lub przechodziłeś go w przeszłości lub chorowałeś na jakikolwiek nowotwór, który był zlokalizowany w obszarach, które mogą być naświetlane nie możesz stosować urządzenia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek zmiany nowotworowe na skórze nie możesz stosować urządzenia.
- Jeśli masz zaburzoną produkcję kolagenu lub utrudnione gojenie ran.
- Jeśli chorowałeś lub chorujesz na żylaki i pajączki nie możesz stosować urządzenia w leczonych miejscach.
- Jeśli twoja skóra jest wrażliwa na działanie światła, jeśli reaguje zaczerwienieniem, wypryskami lub alergią.
- Jeśli cierpisz na stan zapalny, egzemę, oparzenie, zapalenie mieszków włosowych, otwarte rany, otarcia, wirus opryszczki pospolitej, rany, krwinki lub zmiany skórne nie możesz stosować urządzenia w zmienionych obszarach.
- Jeśli doszło na ciele do interwencji chirurga nie możesz stosować urządzenia przez 4 tygodnie.
- Jeśli cierpisz na epilepsję i jesteś wrażliwy na światło.
- Jeśli masz cukrzycę, liszaj rumieniowaty, zaburzenia metabolizmu lub niewydolność serca lub inne zaburzenia z tym związane.

Nie wolno stosować urządzenia, gdy pacjent stosuje którykolwiek z leków:

- Jeśli skóra była pielęgnowana i stosowano na niej zabiegi kosmetyczne, które mogły ją podrażnić.
- Jeśli w ciągu sześciu ostatnich miesięcy zostało podjęte jakiegokolwiek leczenie, które mogło w jakikolwiek sposób oddziaływać na skórę i może być ona bardziej podatna na pęknięcia i uszkodzenia i podrażnienie.
- Podczas stosowania leków przeciw bólowych, które mogą zmniejszyć wrażliwość skóry na ciepło.
- Jeśli stosujesz jakiegokolwiek leki, które mogą powodować niepożądane reakcje na światło nigdy nie stosuj urządzenia, dokładnie zapoznaj się ze przeciwwskazaniami leku, upewnij się że nie powoduje reakcji foto alergicznych i foto toksycznych.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwie (duże dawki aspiryny) konieczna jest przerwa, co najmniej tygodniowa przed zabiegiem.

Nie wolno stosować urządzenia w następujących miejscach:

- Twarz
- Na sutkach i w obszarze sutkowym, na wargach sromowych, okolice pochwy i odbytu, wewnątrz nosa i uszu. Mężczyźni nie mogą stosować na twarzy i mosznie.
- Nie należy stosować w miejscach, w których znajdują się implanty, rozruszniki serca, dozowniki insuliny lub piercing.
- nie stosuj urządzenia w miejscach z dużą liczbą piegów, uwidocznionych żył i obszarów bez barwnika oraz, nierówności skórnych, blizn (konieczna jest konsultacja z lekarzem).
- Nie stosuj w miejscach brodawek, tatuaży, makijażu permanentnego. Stosowanie urządzenia w tych obszarach może prowadzić do oparzeń.
- W miejscu gdzie stosujesz dezodoranty o dłuższym działaniu. Może pojawić się reakcja skórna.
- Nigdy nie stosuj urządzenia na opaloną skórę lub sztucznie opaloną.

Uwaga: lista przeciwwskazań nie została wyczerpana, jeśli nie masz pewności czy możesz stosować urządzenie skontaktuj się z lekarzem.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

PL

- Zarówno urządzenie jak i ładowarka nie powinny mieć kontaktu z wilgocią. Urządzenia nie należy myć przy użyciu wody.
- Żadnych części urządzenia nie należy zanurzać i myć przy użyciu wody.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone nie należy dotykać jego wewnętrznych części, grozi to porażeniem prądem.
- Nigdy nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych przedmiotów.
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym jest takie samo jak napięcie urządzenia.
- Sprawdź czy dane na tabliczce zgadzają się z danymi w twoim gniazdku elektrycznym. Nieprawidłowe podłączenie urządzenia może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia. Nie objętego gwarancją.
- Zanim przystąpisz do montażu lub demontażu akcesoriów. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

UWAGA: nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych źródeł wody.

- Gdy używasz urządzenia w łazience zaraz po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania ze względów bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z wodą, nie powinno być używane w miejscach gdzie może zostać zanurzone w wodzie np. wanna lub umywalka. Jeśli urządzenie wpadnie do wody należy odłączyć je od zasilania i następnie wyciągnąć z wody. Po wyjęciu z wody należy zanieść urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia czy nadaje się do użytku. Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł wody.
- Jeśli przewód zasilający został uszkodzony należy go wymienić ze względów bezpieczeństwa, wymiany może dokonać producent lub autoryzowany serwis gwarancyjny.
- Urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku 15 lat a także osoby o zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome ewentualnych zagrożeń, jakie się z tym wiążą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej. Dorośli w wieku powyżej 18 lat mogą korzystać z urządzenia bez ograniczeń.
- Zasilacz zawiera transformator nie może być podłączany przez adapter. Może to grozić niebezpieczeństwem.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia filtra UV lub ekranu emitującego światło urządzenie nie powinno być używane.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.
- Urządzenie zawiera małe elementy. Istnieje ryzyko udławienia się drobnymi częściami.
- Opakowanie i elementy mocujące dostarczone wraz z urządzeniem powinny zostać usunięte przed pierwszym użyciem.

- Opakowanie oraz instrukcja obsługi powinny zostać zachowane, mogą być potrzebne w przyszłości. Trzymaj z dala od dzieci. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku 8 lat, a także przez osoby o obniżonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia chyba, że będą nadzorowane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome zagrożeń, jakie może wystąpić. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny odbywać się bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego
- Podłącz urządzenie do zasilania. Wyjmij wtyczkę trzymając za gniazdko. Nie dotykaj wtyczki urządzenia i gniazdko mokrymi rękami.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie należy umieszczać urządzenia, gdy jest włączone na miękkich powierzchniach (np. łóżko, pościel, dywan), może to prowadzić do niedrożności otworów wentylacyjnych.
- Natychmiast po użyciu urządzenia należy je wyłączyć i ostudzić przez schowaniem.
- Przewód zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, chroń przewód przed otwartymi źródłami ognia i zanurzeniem w wodzie.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, znacznie wydłuży to żywotność przewodu.
- Używaj wyłącznie nieuszkodzonych przewodów zasilających.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których zostało przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania (porażenie prądem, pożar, oparzenia itd.) gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, gdy:
 - urządzenie upadło na ziemię
 - nie działa prawidłowo
- Przyrząd musi być odłączony:
 - przed czyszczeniem i konserwacją
 - gdy nie działa prawidłowo,
 - kiedy nie jest używane
- Nie stosuj, gdy przewód zasilający jest uszkodzony
- Nie zanurzaj w wodzie (nawet podczas czyszczenia)
- Nie trzymaj urządzenia, gdy masz mokre ręce.
- Trzymaj urządzenie wyłącznie za uchwyt.
- By odłączyć od zasilania nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę.
- Nie należy używać przedłużacza
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani środków, które mogą powodować korozję.
- Nie należy używać w temperaturach poniżej 0 °C i powyżej 35 °C

OSTRZEŻENIE


- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez jedną osobę.
- Stosuj wyłącznie ustawienia przeznaczone do twojego rodzaju skóry. Zastosowanie innych ustawień niż zalecane może zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych i skutków ubocznych.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celów, do jakich zostało przeznaczone, zgodnie z treścią instrukcji.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać sprężonego powietrza, myjek ścierających lub agresywnych środków czyszczących takich jak benzyna lub aceton.
- Serwis i naprawę należy powierzyć firmie DEDRA i tylko jej. Każda naprawa wykonana przez osobę niewykwalifikowaną może narazić użytkownika na sytuację niebezpieczną.

PL

JAK DZIAŁA TECHNOLOGIA IPL?

Technologia IPL (Intense Pulsed Light) to impulsy świetlne aplikowane na skórę z różną częstotliwością, są absorbowane przez cebulki włosów. Im ciemniejsze włosy tym lepiej wchłaniają impulsy światła i tym samym skuteczniej je usuwają.

Impulsy świetlne usypiają cebulkę i hamują jej wzrost. W wyniku tego procesu włos przestaje rosnąć i pozostaje jedynie gładka skóra.



Włosy na skórze są w różnych fazach rozwoju. Technologia IPL jest skuteczna tylko w określonej fazie wzrostu włosa. Nigdy wszystkie włosy nie są w jednej fazie wzrostu. Dlatego zalecamy ośmiotygodniową terapię i następnie korektę, która zapewni ci pożądaną rezultat.

Uwaga: Urządzenie traci skuteczność, jeśli masz włosy koloru blond lub błądy blond.
Technologia IPL VELVET jest skuteczna na ciemnych włosach.

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ

Skuteczność urządzenia Velvet IPL może być różna:

- w przypadku różnych osób,
- w zależności od miejsca,
- koloru włosów.

PL

Uwaga: Velvet IPL nie działa na włosy blond, jasny blond, siwy. Włosy białe lub siwe, jasne mają w sobie mało barwnika melaniny przez to urządzenie nie może wywołać na nich odpowiedniej reakcji.

To normalne, że po około 1-2 tygodniach po depilacji IPV Velvet mamy wrażenie, że włoski nadal rosną. Po około 2 tygodniach widać, że włoski są słabsze, mogą wypadać lub być oddzielone od mieszka włosowego.

Jest to proces naturalny.

Może się zdarzyć, że po depilacji IPL VELVET niektóre włosy odrastają lżejsze i cieńsze. Należy powtórzyć wówczas aplikację.

SZACUNKOWY CZAS PRACY Z URZĄDZENIEM

| | |
|------------------|------------|
| Nogi do kolan | 8-10 minut |
| Nogi | 15 minut |
| Plecy | 5 minut |
| Klatka piersiowa | 5 minut |
| Podbrzusze | 2 minuty |
| Pachy | 1 minuta |

PLANOWANIE ZABIEGÓW PRZY UŻYCIU IPL VELVET

Zalecamy planowanie stosowania urządzenia IPL Velvet z wyprzedzeniem:

Należy przestrzegać harmonogramu by osiągnąć możliwie najlepszy efekt.

- Pierwsze zabiegi powinny być wykonywane w odstępach dwutygodniowych.
- Następne zabiegi powinny odbywać się, co 4 tygodnie (by osiągnąć możliwie najlepszy efekt).
- Następny, gdy pojawią się nowe włosy urządzenia należy stosować od czasu do czasu by efekt utrzymał się na stałe. Pamiętaj by odstęp pomiędzy zabiegami wynosił 4 tygodnie!

UWAGA:

- Większa częstotliwość wykonywania zabiegów nie prowadzi do lepszego efektu końcowego, może natomiast wywołać działania niepożądane.
- Producent zaleca by urządzenie IPL Velvet stosować racjonalnie. Efekt, do jakiego ma prowadzić stosowanie urządzenia to 7-8 zabiegów rocznie.

Uwaga: Włosy mogą różnie reagować na terapię jest to zależne głównie od zmian hormonalnych, cebulki mogą się ponownie uaktywnić. W takiej sytuacji można ponownie

wykonać serię zabiegów. Depilacja IPL Velvet (odstępny pomiędzy zabiegami powinny wynosić, co najmniej 4 tygodnie).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OPALANIA

Opalanie światłem NATURALNYM lub SZTUCZNYM

Po każdym zabiegu IPL Velvet należy odczekać, co najmniej 48 godzin. Nawet po upływie tego czasu upewnij się, że skóra nie jest nigdzie zaczerwieniona.

- Po upływie 48 godzin należy odpowiednio zabezpieczyć skórę przed promieniowaniem, najlepiej zabezpieczyć obszary poddane depilacji kremem z filtrem 50. Po upływie tego czasu można zastosować krem z filtrem 30.
- Po opalaniu należy odczekać, co najmniej 2 tygodnie by wykonać kolejny zabieg. Nawet po upływie tego czasu należy upewnić się, że nie podrażnimy skóry.
- Nie należy używać urządzenia IPL na miejsca poparzone słońcem.

Uwaga: Codzienny krótki kontakt ze słońcem nie jest brany pod uwagę, jako opalanie.



PL

Używanie KREMÓW do opalania

Jeśli używasz samoopalacza należy poczekać aż sztuczna opalenizna zniknie. Tylko wówczas stosowanie urządzenia IPL będzie skuteczne.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA IPL VELVET


Przygotowanie skóry:

Przed pierwszym zastosowaniem IPL Velvet należy mechanicznie oczyścić skórę. Umożliwi to wiązkę światła dotarcie do mieszków włosowych (niewidoczna część włosków jest umieszczona w skórze jak rura).

Można ogolić włosy tradycyjnie, lub woskiem, nie stosuj kremu do depilacji. Substancje w nim zawarte mogą wywołać niepożądane reakcje skórne. W przypadku depilacji woskiem należy odczekać około 24 godziny zanim użyjemy IPL Velvet.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy wziąć prysznic, dzięki temu usuniemy pozostałości wosku jaki pozostał na skórze.

- Obszary, jakie zamierzamy depilować przy użyciu IPL Velvet należy przygotować wcześniej.
- Skóra powinna być czysta. Całkowicie pozbawiona włosów, tłuszczy i innych substancji.



Testy skórne:

Przed użyciem urządzenia lub po opalaniu należy przeprowadzić test. Należy sprawdzić reakcje na każdej z części ciała, które zamierzamy poddać zabiegom. Badanie reakcji skóry jest bardzo ważne, dzięki niemu można przewidzieć ewentualne działania niepożądane, jakie mogą wystąpić.

PL

- 1) Wybierz obszar, który chcesz poddać zabiegowi.
- 2) Naciśnij przycisk **ON / OFF** (rys. 1) włącz urządzenie. Ustaw na najmniejsza moc.
- 3) Umieść urządzenia na skórze i naciśnij, aby włączyć lampę (rys. 2) zobaczysz błysk.
- 4) Następnie przejdź do nowego obszaru, który chcesz depilować.
- 5) Zwiększ ustawienie o jeden stopień (przycisk +), wyślij impuls następnie przesun urządzenie do następnego miejsca. Podobnie na pozostałych obszarach (używając odpowiedniego natężenia światła +).
- 6) Po tym teście należy odczekać około 24 godziny i sprawdzić jak nasza skóra zareagowała. Jeśli pojawiły się jakiegokolwiek działania niepożądane należy zastosować to ustawienie, w którym reakcja skórna nie wystąpiła.

Uwaga: skóra może reagować różnie w zależności od pory dnia lub sytuacji, powody są różne.

USTAWIENIA SPRZĘTU

- 1) Przed użyciem należy oczyścić głowicę z ewentualnego brudu.
- 2) Umieść końcówkę na urządzeniu i włóż wtyczkę do gniazdka.
- 3) Włącz urządzenie i wybierz odpowiednią intensywność światła, dopasowaną do odcienia skóry.
- 4) Przyłóż urządzenie prostopadle do ciała w taki sposób by wiązki światła nie wydostały się na zewnątrz. Urządzenie posiada blokadę, która zapobiega włączeniu się rozbłysku, gdy nie ma kontaktu ze skórą.
- 5) Przyciśnij urządzenie mocno do skóry. Czujnik wykryje skórę (rys. 4), gdy przestanie migać to znaczy, że urządzenie jest gotowe do pracy. Naciśnij guzik by włączyć lampę (rys. 2) po rozbłysku urządzenie potrzebuje chwili by wywołać kolejną wiązkę światła. Czas potrzebny do wykonania następnego błysku zależy od intensywności, jaką wybraliśmy (rys.5). gdy światełko przestaje migać to znaczy, że możemy wykonać następny ruch (rys. 2).
- 6) Naciśnij przycisk, aby wysłać impuls. Powinno pojawić się uczucie ciepła. Podczas użytkowania należy używać okularów ochronnych. Używaj urządzenie w dobrze oświetlonym miejscu. Intensywne i jasne światło może uszkodzić niczym niezabezpieczone oko.
- 7) Przechodzenie pomiędzy jednym a drugim obszarem, jaki depilujemy powinno zachodzić płynnie. Lampa potrzebuje mniej więcej 3,5 sekundy by załadować kolejny impuls. O gotowości informuje nas dioda LED, gdy przestaje mrugać to znaczy, że urządzenie jest gotowe do pracy.
- 8) Aby zakończyć pracę z urządzeniem należy nacisnąć przycisk **ON / OFF** (rys. 1)

TYPOWE REAKCJE SKÓRY PO UŻYCIU IPL VELVET

Po użyciu skóra może być lekko zaczerwieniona, może pojawić się uczucie mrowienia, może być trochę rozgrzana. Reakcje te są zupełnie normalne, nieszkodliwe i szybko mijają.

Po zabiegu skóra może być sucha i swędzić.

Można miejsce to schłodzić lodem lub użyć mokrego kompresu. Jeżeli w ciągu 24 godzin stan skóry nie poprawi się możemy użyć balsamu bezzapachowego by nieco złagodzić objawy.

DALSZA PIELĘGNACJA

Po zabiegu użycie balsamu, kremu, dezodorantu lub jakiegokolwiek innego produktu kosmetycznego jest możliwe, gdy nie występuje zaczerwienienie.

Gdy skóra jest podrażniona należy wstrzymać się ze stosowaniem jakichkolwiek kosmetyków dopóki objawy nie ustąpią.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie można przemyć miejsce wodą.

PL

DBAJ O ŚRODOWISKO NATURALNE!

Urządzenie posiada wiele surowców, jakie mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Należy je przekazać do punktu zbiórki tego typu odpadów lub punktu serwisowego gdzie zostanie poddane recyklingowi. Instrukcje dotyczące postępowania ze sprzętem znajdziesz na stronie www.mojadedra.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe: 100–240 V

Częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz

Wejście znamionowe: 30 W

Temperatura, w jakiej urządzenie może pracować: +10 °C do 40 °C

Wilgotność względna: 30 % do 75 %

Wymiary okienka aplikującego: 1,3 x 3,3 cm (3,9 cm²)

Zakres działania: 495 - 1200 nm

Maksymalna liczba impulsów świetlnych: aż 150 000 impulsów



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ,EU

CZ: +420 491 451 210

SK: +421 233 056 591

PL: +48 717 166 648

www.dedra.cz

www.dedra.cz/sk

www.mojadedra.pl

